

EasyStand[®] Evolv[®]

mediano, grande y xt




Manual del usuario

Por favor, asegúrese de que el Manual del Usuario permanezca siempre con el equipo.

SIMBOLO LEYENDA



PRECAUCIÓN / ATENCIÓN



**AMBIENTAL
CONDICIONES**



TIPO BF PIEZA APLICADO



FECHA DE FABRICACIÓN



PUNTO DE PELLIZCO



VEA INSTRUCCIONES DE USO

NS

Número de serie

R_xonly



Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar de reciclaje correspondiente.

Afin de préserver l'environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa durée de vie.

Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der entsprechenden Recyclingstelle bringen.

Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.

Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.

Siate responsabili verso l'ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d'uso, presso la vostra sede di riciclaggio.

Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

Var miljomedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.


Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resyklingsfasilitetene når produktet ikke lenger kan brukes.

Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.

Por favor, assumo responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de sua vida útil.

Tabla de contenido

Introducción	1
Precauciones de seguridad	2
Asamblea EasyStand Evolv	3
Frente giratorio	7
Mesa Shadow	9
Móvil 11	
Opcion electrico	13
Asamblea Móvil	18
Ajustando el Evolv	27
Ajuste de bandeja shadow	30
Accesorios y detalle de piezas	31
Guía de ajustes	35
Transferencia	36
Bipedestacion	37
Mantenimiento	38
Solución de problemas	39
Garantía limitada40



Nota: El número de serie se encuentra debajo del asiento de la columna del asiento.

Fecha de compra N° de serie _____

Los videos sobre montaje y montaje pueden verse en www.easystand.com/videos

Introducción

Felicitaciones por la compra del bipedestador EasyStand Zing. Nosotros en Altmate Medical hemos diseñado el EasyStand con su comodidad y felicidad en mente.

Descripción EasyStand

La línea de productos EasyStand está destinada a personas que pueden transferir con la ayuda de un proveedor de cuidado y / o dispositivo de elevación. Es un equipo útil para la rehabilitación en, el hogar, la escuela y el uso del trabajo. Los bipedestadores ergonómicos EasyStand soportan al usuario desde varias posiciones de descanso hasta la posición de pie. Se pueden agregar varias.

Indicaciones para el uso


La línea de productos EasyStand Evolv está diseñada para ayudar a las personas que tienen dificultad para levantarse de una posición sentada a una posición de pie y está indicado para personas que pesan hasta 200 libras. (Medio), 280 libras. (Grande), y 350 libras. (XT).

Este manual es una parte integral de su sistema de bipedestacion y debe leerse completamente y por cualquier persona que esté operando la unidad. Esto asegurará que el EasyStand Zing se monta correctamente y se utiliza de la manera más beneficiosa.

El EasyStand Zing debe utilizarse con un asistente adulto calificado y presente. En caso de que surja algún problema que no se pueda resolver leyendo este manual, póngase en contacto con su proveedor local o llame a Altmate Medical, Altmate Medical, Inc., en +1 800-342-8968 o +1 507-697-6393.

Es necesario inspeccionar su EasyStand Zing al menos una vez por semana para asegurarse de que está en condiciones de funcionamiento seguras. Los ajustes EasyStand que se enumeran en el manual del propietario del producto pueden ser realizados por el operador Siguiendo las instrucciones de uso. Después de realizar un ajuste, inspeccione el EasyStand para asegurarse de que el marco y todo los componentes ajustables están debidamente asegurados según las instrucciones de uso. El reemplazo de piezas gastadas, ajustes importantes o cualquier otra corrección importante debe ser manejado por un proveedor o centro de servicio autorizado. Sólo las piezas de repuesto aprobadas de Altmate Medical, Inc. deben utilizarse para o centro de servicio. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por Altmate Medical, Inc. deben utilizarse para garantizar la seguridad y el rendimiento. garantizar la seguridad y el rendimiento.

El EasyStand Evolv no debe utilizarse sin antes consultar a un médico calificado. No consultar a un médico calificado antes usar el EasyStand podría resultar en problemas médicos severos.

Recomendamos que se establezca y supervise un buen programa permanente por un médico o fisioterapeuta calificado. 

Únete a la Comunidad de Bipedestacion!

Nuestra meta es sencilla: capacitar a las personas con discapacidades para defender su salud. Conéctese, comparte y aprenda de otras personas con discapacidades, padres con necesidades especiales, profesionales clínicos y los expertos en estar en una de nuestras comunidades de redes sociales.

Lee, comparte y comenta en el blog de EasyStand en blog.easystand.com

Encuentre EasyStand en estos sitios y redes sociales:



Precauciones de seguridad

• Si un usuario no cumple con las especificaciones a continuación y no ha sido adecuadamente revisado por un terapeuta o médico calificado, Altimate Medical, Inc., No recomienda el uso de EasyStand Evolv.

Evolv Mediano está diseñado para acomodar a la mayoría de los individuos de 48" - 66" (122-168 cm) y hasta 200 libras. (91 kg).

Evolv Grande está diseñado para acomodar a la mayoría de los individuos de 5' - 6'2" (152-188 cm) y hasta 280 libras. (127 kg).

Evolv XT está diseñado para acomodar a la mayoría de los individuos de 6' - 6'10" (183-211 cm) y hasta 350 libras. (159 kg).

Para obtener especificaciones más detalles, visite nuestro sitio web www.easystand.com

- Altimate Medical, Inc., recomienda consultar con un terapeuta o un médico antes de iniciar un programa permanente.
- Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas ajustables estén bien apretadas. Si no.
- Precaución: No realice ajustes en el EasyStand mientras el usuario esté en posición de pie.
- Nunca coloque las placas del pie mientras el usuario esté en posición de pie. Consulte con un terapeuta o un médico para la colocación correcta del pie y el ángulo. .
- Es necesario inspeccionar su EasyStand Zing al menos una vez por semana para asegurarse de que está en condiciones de funcionamiento seguras. Preste atención a tuercos sueltos. Si el EasyStand está equipado con el elevador opcional eléctrica inspeccione los cables eléctricos para comprobar si están desgastados y asegúrese de que están colocados correctamente. El reemplazo de piezas gastadas, ajustes importantes u otras correcciones importantes deben ser manejados por un centro de servicio autorizado. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. deben utilizarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.
- Si su EasyStand se utiliza en el entorno doméstico, inspeccione su unidad antes de cada uso para asegurarse de que no haya daños o desgaste inesperado al EasyStand que puede haber sido causado involuntariamente por mascotas, plagas o niños.
- Si la unidad fue expuesta a temperaturas inferiores a 23°C, permita que la unidad se caliente a temperatura ambiente antes de usarla.
- **Condiciones de operación: Temperatura: 41°F (40°C), Humedad relativa: 20% - 90% a 86°F (30°C), Presión: 700 a 1060 hPa.**
- **Condiciones de almacenamiento / transporte: Temperatura: 14 ° F -10 ° C - 50 ° C, Humedad relativa: 20% - 90% a 86°F (30°C), Presión atmosférica: Presión: 700 a 1060 hPa. .**
- El EasyStand se puede utilizar a una altitud máxima de 10.000 pies (3.050 metros).
- La vida útil esperada de un EasyStand se considera 5 años bajo condiciones normales de uso. Nota: Esto puede variar según la.
- Use el peso del cuerpo para bajar el asiento. No use fuerza excesiva.
- El EasyStand es para uso en interiores sólo en superficies niveladas.
- El empuje violento en el EasyStand puede causar que se incline.
- Siempre coloque las ruedas traseras y / o las ruedas en la posición de bloqueo antes de transferirlas al EasyStand. Utilice estas cerraduras para mantener el EasyStand inmóvil.
- El EasyStand Evolv cumple con EN12182: 1999 (prueba estándar) para resistencia, durabilidad y estabilidad de volcado.
- Póngase en contacto con Altimate Medical, Inc., para obtener los datos clínicos y la literatura pertinente, la resistencia, la durabilidad y los resultados de las pruebas, según corresponda.
- El EasyStand Bantam componente eléctrico cumple con los requisitos de IEC 60601-1 y 60601-2. *
- Los productos EasyStand están específicamente diseñados para ser utilizados con los accesorios y las opciones de Altimate Medical. A menos que se indique lo contrario, Los accesorios y las opciones de otros fabricantes no han sido probados por Altimate Medical y no se recomienda su uso con productos de Altimate Medical.
- Modificaciones hechas sin consentimiento expreso por escrito (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de piezas o accesorios) no se recomienda y anulará la garantía del producto.
- El bloqueo de la rueda en la opción móvil es mantener la unidad en su lugar mientras se transfiere o se mantiene estacionaria y es no destinado a ser utilizado como freno dinámico para detener una unidad móvil rodante.

⚠ Precaución: Este equipo está diseñado para acomodar a una gama de usuarios; Por lo tanto la unidad tiene varias ranuras de ajuste y agujeros. Evite colocar los dedos u otras partes del cuerpo en cualquiera de estas áreas.



⚠ Precaución: Mientras esté en uso, este equipo tiene varias piezas que mueven, familiarícese con la unidad y evite colocar las manos o los dedos cerca de cualquiera de estas áreas.

⚠ Precaución: Aconseje a los espectadores que se mantengan alejados de la unidad mientras estén en uso.


⚠ Precaución: No utilice la opción EasyStand Evolv Movil en una pendiente, sólo está pensada para superficies niveladas. Hacerlo puede hacer que la unidad se vuelque

Asamblea EasyStand Evolv®

Los videos sobre montaje y montaje pueden verse en www.easystand.com/videos



Para el montaje móvil consulte la pág. 11




Si el Evolv XT fue pedido, la unidad estará completamente ensamblada excepto para la bandeja y la opción trasera. Consulte la pág. 18 para el montaje de la opción posterior, pág. 23 para el conjunto de la bandeja y p. 9 para la bandeja de sombras. Para cualquier otra opción de montaje, consulte las pp. 18-26.

FIG 1-Sujete el marco de la rueda delantera estándar al marco delantero con los pernos y apriételo firmemente.

FIG. 2A- Retire la tuerca y la arandela del perno de la rueda. Inserte la ruedecilla en el bastidor trasero como se muestra. Coloque la arandela sobre el perno. Coloque la tuerca en el perno y apriete firmemente. Repita los pasos para otro lanzador. Asegúrese de que las ruedas estén alineadas con el bastidor trasero. Las ruedas se suministran con un compuesto de bloqueo pre-aplicado al vástago roscado. No retire este material, es importante evitar que las ruedas se aflojen con el tiempo.

FIG. 2B- Coloque el marco delantero y el asiento en su lado, deslice el marco delantero en la abertura del asiento como se muestra. Alinee los orificios e inserte los cuatro pernos primero, luego coloque las tuercas en los pernos y apriételos firmemente con una llave hexagonal y una llave de boca abierta de 19 mm. Coloque la unidad en posición vertical sobre sus ruedas.



Si se ha ordenado la opción de frente giratorio, deslice el marco delantero en la abertura del asiento como se muestra en la pág. 7. Para ayudar con la instalación, coloque el cartón plegado o un bloque de madera debajo del marco para el apoyo. Comience los cuatro pernos por ir en un patrón criss cruz (por ejemplo: Inicio de nuevo el perno izquierdo, luego el perno delantero derecho seguido de los pernos traseros derecho e izquierdo delantero). Empiece los cuatro pernos primero, luego apriete firmemente.

Para obtener más ensamblaje del frente giratorio, consulte la pág. 7.

Levante el asiento hacia arriba y ponga las placas del pie hacia abajo. A continuación, inserte las manijas de trinquete (ubicadas en la bolsa con el manual del propietario, el modelo E3 tendrá el mango de trinquete ya unido) en las placas de los pies. Apriete firmemente.

FIG. 3A-Sujete el mango de la bomba a la bomba del asiento con tornillos y tuercas, apriételos firmemente.

FIG. 3B-Inserte la parte superior del mango en el mango de la bomba y apriete bien los pernos.





FIG. 4

Espaciador




*Si se ordenó el Frente Swing-Away, consulte las páginas 7-8.
Si se ordenaron los Rodilleras Independientes, consulte p. 25.*

FIG. 4- Retire la manija del trinquete y el hardware del soporte de la rodilla. Coloque el soporte y el hardware en la columna en el orden indicado. Asegúrese de que el separador esté colocado entre los dos soportes de acero. Coloque la arandela y el perno del soporte en el conjunto del soporte y apriételo bien, asegurándose de que el soporte de la rodilla se mueve libremente. **NO** apretar demasiado el perno. Coloque la arandela y la manija del trinquete en el ensamblaje del soporte. Apriete el mango del trinquete una vez que se alcance la posición deseada.

Retire los tres pernos de la rodilla asegurándose de que el inserto de plástico permanece en su lugar. Coloque la rodillera en el soporte e inserte los dos pernos superiores antes de insertar el perno central. Apriete firmemente. Si se ordenan las rodilleras independientes, coloque las almohadillas en el soporte de la rodilla, el extremo estrecho de la arandela ranurada para las almohadillas de la rodilla se insertará en el soporte, asegúrese de que el extremo más grande de la almohadilla esté en el exterior de la unidad (Página 25).


FIG. 5



Si se ordenó la bandeja shadow, consulte las pp. 9-10.

FIG. 4 / 5- Inserte el poste de la bandeja en la columna delantera con los agujeros en el poste hacia arriba. Es posible que sea necesario ajustar la abrazadera de la bandeja en el marco delantero para ajustar el poste de la bandeja en el marco. Coloque la bandeja en el poste de la bandeja, inserte la tuerca en la ranura y atornille en el orificio, apriétela firmemente.

Si se han pedido otras opciones, consulte los dibujos en las páginas 18-26.




Evolv E3

FIG. 6- Instale el asiento en el asiento después de agregar todas las otras opciones. Para facilitar la instalación, bombee el asiento hasta la mitad. Empiece los cuatro pernos primero, luego apriete firmemente.

Para los ajustes de Evolv, ver pp. 27-30.

Asamblea frente giratorio






FIG. 7- Inserte el marco en H en el marco de la rueda delantera. Introduzca los pasadores en los orificios previstos (el travesaño debe estar orientado hacia el asiento). Asegúrese de que el inserto del tubo esté en su lugar tal como se muestra.

Si se ordenaron las ruedas giratorias delanteras, consulte la p. 24. Si se ordenaron los Rodillos Independientes, consulte p. 25.

FIG. 8- Coloque el soporte de la rodilla sobre el marco en "H". Retire los tres pernos de la rodilla asegurándose de que el inserto de plástico permanece en su lugar. Coloque la rodillera en el soporte e inserte los dos pernos superiores antes de insertar el perno central. Apriete firmemente.

Uso de marco delantero giratorio:

Para abrir el marco delantero para transferirla, retire los pasadores de la parte inferior del bastidor en "H". Levante el collar y gire hacia afuera. Después de posicionar al cliente en stander, gire el frente hacia atrás en el bastidor delantero y reemplace los pasadores, asegurándose de que el collar esté seguro.


Precaución: El collarín y los pernos deben estar firmemente en su lugar antes de que el usuario entre en posición de pie.

Para los ajustes de Evolv, ver pp. 27.

Si se ha ordenado la bandeja shadow, vaya a la p. 9.

FIG. 9- Inserte el bastidor de la bandeja en el marco en H, apriete los botones firmemente. Coloque la bandeja en el marco de la bandeja, instale los mandos. Apriete bien las tuercas.

Nota: La bandeja no se moverá si las tuercas están demasiado apretadas.



Asamblea de bandeja shadow[®]

Configuración del soporte de la bandeja shadow




FIG. 10- En el brazo de soporte, retire la bolsa de plástico con dos pernos de montaje y un pasador de plata. Con una llave hexagonal, retire la tapa del brazo de la bandeja shadow.




FIG. 13- Los mandos en el extremo del brazo de soporte deben estar expuestos. Gire el brazo hacia abajo hasta 90°. Bloquee el émbolo en su lugar.




FIG. 11- Suelte el émbolo tirando hacia abajo, gírelo para mantenerlo suelto.




FIG. 14- Use un mazo de goma para golpear la tapa negra en el soporte de la bandeja de sombras. Vuelva a colocar la tapa y apriete firmemente.




FIG. 12- Inserte el pasador de plata en el brazo de soporte como se muestra, mientras sostiene el pasador de plata, coloque el brazo de soporte en el soporte de la bandeja sombreada hasta que encaje en su lugar.

Estas instrucciones de montaje se muestran para la bandeja shadow del lado derecho, para la bandeja shadow del lado izquierdo, la instalación estará en el lado opuesto.

FIG. 15




FIG. 15- Para instalar el brazo de soporte, quite primero la tuerca y la arandela del perno premontado del brazo, dejando el perno y las dos mitades del accesorio (un plástico y un metal) en su lugar en el tubo. Enrosque el perno en la placa de la cadera, como se muestra en la Fig. 16. Una vez que el perno ha sido asegurado y el brazo de soporte tiene el nivel de tensión deseado, instale la tuerca y la arandela de seguridad en el perno sobresaliendo a través del lado opuesto de la placa de cadera, más cerca del usuario. Use el extremo pequeño de la llave del kit de herramientas suministrado, o una llave de tubo de 17 mm (preferida) para apretar firmemente la tuerca, vea pág. 30.

Se puede usar un tornillo de fijación en la mitad metálica del accesorio del brazo de soporte para ajustar el nivel de la bandeja una vez que la instalación es completo.

FIG. 16- Instale el reposabrazos de la bandeja en la unidad con los dos pernos unidos. Apriete bien los pernos.

FIG. 17- Coloque la almohadilla del pecho sobre los tubos de la bandeja. Coloque la bandeja en el soporte e inserte los pernos en el soporte y apriételos firmemente.

Ajuste de bandeja shadow. ver p. 30.

FIG. 16








FIG. 16

FIG. 17



Asamblea Móvil






FIG. 18

FIG. 18- Coloque el marco delantero sobre el marco de la rueda. Alinee los dos pernos con los orificios en el marco de la rueda, arranque ambos pernos antes de apretar firmemente.

FIG. 19- Sujete las ruedas al bastidor trasero. Apriete bien con la llave suministrada. Asegúrese de que las ruedas estén alineadas con el bastidor trasero. Las ruedas se suministran con un compuesto de bloqueo pre-aplicado al vástago roscado. No retire este material, es importante evitar que las ruedas se aflojen con el tiempo.

FIG. 20- Coloque el bastidor delantero y el asiento en su lado, deslice el marco delantero en la abertura del asiento como se muestra. Alinee los orificios e inserte los cuatro pernos primero, luego coloque las tuercas en los pernos y apriételos firmemente con una llave hexagonal y una llave de boca abierta de 19 mm. Coloque la unidad en posición vertical sobre sus ruedas.




FIG. 21

FIG. 21- Coloque el conjunto móvil izquierdo sobre el bastidor de la rueda. Alinee los orificios e inserte el perno superior por el interior, como se muestra. Coloque la tuerca en el perno y apriete a mano. Alinee los orificios e inserte el perno inferior a través del exterior, como se muestra. Apriete a mano la tuerca en el perno, a continuación, apriete ambos pernos de forma segura con una llave de 19 mm y una llave hexagonal. Repita en el lado opuesto antes de continuar con el siguiente paso.

FIG. 22- Coloque el soporte móvil sobre el soporte de la rodilla. Coloque la rodilla sobre el soporte móvil. Inserte tres pernos en la parte posterior de la rodilla. Apriete bien los pernos. Retire los pernos del soporte móvil. Incline la rodillera y alinee el soporte en el conjunto móvil. Apriete firmemente los pernos y tuercas con una llave de 13 mm y una llave hexagonal. Repita los pasos en el lado opuesto antes de continuar con el siguiente paso.

Levante el asiento hacia arriba y ponga las placas del pie hacia abajo. A continuación, inserte las manijas dentro de los placas de pie. Apriete firmemente.

FIG. 23- El móvil está equipado con cerraduras de rueda para la seguridad durante la transferencia y la estabilidad durante la realización de actividades estacionarias. Observe las flechas direccionales impresas en el centro del cubo de cada rueda de mano.

Para montar la bandeja y el asiento, vaya a las págs. 5.




FIG. 22

Bloqueo de ruedas




FIG. 23

Opcion electrico

Cargando la batería

El EasyStand Evolv electrico utiliza dos baterías de plomo selladas de 12 voltios con una capacidad nominal de 2,9 amperios cada una. Un EasyStand Evolv se puede levantar aproximadamente 100 veces con una carga completa de la batería. Una alarma sonora sonará cuando la batería esté baja. Cargue la batería después de que suene la alarma. Una batería que necesita ser recargada completamente tomará aproximadamente 8 horas. El EasyStand Evolv puede ser elevado a la posición de pie mientras se está cargando. La función del cargador es detectar una batería completa y luego proporcionar una fuente de alimentación potencial constante para mantener la batería en una condición completa sin sobrecarga. Cuando la batería EMF sube a un punto preestablecido de fábrica, el circuito del cargador no permitirá que el voltaje máximo de salida exceda ese valor. Esta configuración de fábrica protege la batería de un agotamiento excesivo de electrolito, que puede ocurrir por sobrecarga. El cargador se puede encontrar en la bolsa de herramientas en la parte posterior de la unidad.

⚠ PRECAUCIÓN: UTILICE SÓLO EL CARGADOR LINAK, NÚMERO DE MODELO <3 /> 00CH01-XX O 10CH01S-00, <4 /> SUMINISTRADO POR ALTIMATE MEDICAL CON LA OPCIÓN ELECTRICO.


1. Conecte el receptáculo a una toma de corriente. La luz del cargador estará verde indicando un circuito abierto.
2. La FIG. A- Enchufe el cable del cargador en el lateral del control manual. La luz del cargador se pondrá amarilla indicando que las baterías se están cargando.
3. La FIG. B - La unidad llegará desenchufada de la batería, enchufe el cable blanco que suministra energía al actuador y el cable negro que suministra energía al control remoto. El cable negro tiene una muesca en él para orientar el conector correctamente. Cargue completamente la batería antes de usarla.

Nota: El cordón blanco tiene una arandela de goma en él, que lo hace muy pegajoso ya veces no consigue empujado adentro completamente, cerciórese de empujar el cable toda la manera en la batería.

4. Cuando las baterías están cargadas, la luz del cargador se vuelve verde.
5. Cargue completamente las baterías cada tres meses o menos durante períodos de uso intermitente o no.

⚠ PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES ESTÉN CONECTADOS CORRECTAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO. NO PERMITA QUE LOS cables se arrastren al suelo o que se agarren a objetos.

FIG. A



El colgante de mano es una pieza aplicada tipo BF.

FIG. B





FIG. C



Asamblea control de mano

FIG. C- Montar el mando manual como se ilustra en la Fig. C.

⚠ PRECAUCIÓN: EL BANTAM MEDIUM OPCIÓN ELECTRICA NO ESTÁ DISEÑADO PARA uso continuo. Ciclo de trabajo 5% máx., 1 min. / 19 min.

Levantar el elevador -Presione el botón UP (flecha hacia arriba) en el control manual para levantar el asiento.

Levantar el elevador -Presione el botón UP (flecha hacia arriba) en el control manual para levantar el asiento..

Cambio de batería

Las baterías están encerradas en la caja de control del Pow'r Up Lift (la caja negra donde se conectan los cables). Una vez que las baterías han llegado a su final de vida y necesitan ser reemplazadas, no abra la caja de control; Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Altimate Medical o con su distribuidor de equipo médico para obtener información sobre la compra de una caja de control de reemplazo. Se recomienda reemplazar las pilas cada cuatro años.

Póngase en contacto con una autoridad local de reciclaje para obtener información acerca de la eliminación de las baterías usadas.

Clasificación del IP

La clasificación IP es un sistema de clasificación que indica el grado de protección del polvo, el agua y el impacto para el equipo eléctrico y los recintos. Los componentes de Pow'r Up Lift están clasificados en IP21. La definición de IP21 es la siguiente:

Primera definición de caracteres: 2 - Protegido contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y mayores.

Segunda definición de caracteres: 1 - Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente.

Compatibilidad electromagnética

Los componentes de opción eléctrica han sido diseñados y probados para cumplir con los requisitos EMC aplicables. Es poco probable que encuentre problemas con su EasyStand debido a una compatibilidad electromagnética inadecuada es improbable, sin embargo, si cualquier inusual (tal como intermitente) microondas o antenas de emisión de radio, esto podría ser una indicación de la interferencia electromagnética. Si se produce tal comportamiento, utilice el desbloqueo mecánico para bajar la unidad a la posición de asiento y alejar del Interferencia. Por favor, informe cualquier caso de posible interferencia electromagnética al Departamento de Servicio al Cliente de AMI.

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética


El EasyStand Bantam está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de EasyStand Bantam debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.		
Prueba de Emisiones	Cumplimiento	Entorno Electromagnético - Orientación
Emisiones RF CISPR 11	Grupo 1	El EasyStand Evolv utiliza energía RF sólo para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencia en equipos electrónicos cercanos. El EasyStand Evolv es adecuado para su uso en todos los establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro de energía de baja tensión que suministra los edificios utilizados para fines domésticos.
Emisiones RF CISPR 11	Clase B	
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de voltaje / Emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumple	

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Bantam está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de EasyStand Bantam debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.			
Prueba de inmunidad	IEC 60601 Nivel de prueba	Nivel de cumplimiento	Entorno Electromagnético - Orientación
Electrostático Descarga (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	Los pisos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30%.
Rápido eléctrico Transient / Ráfaga IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para entrada / salida líneas	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para entrada / salida líneas	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial o hospitalario típico.
surge IEC 61000-4-5	± 1 kV línea (s) a línea (s) ± 2 kV línea (s) a tierra	± 1 kV línea (s) a línea (s) ± 2 kV línea (s) a tierra	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial o hospitalario típico.
Rebajas de voltaje, cortos Interrupciones y variaciones de voltaje Entrada de la fuente de electricidad líneas IEC 61000-4-11	<5 % U_T (>95 % rebaje en U_T) por 0,5 ciclos 40 % U_T (60 % dip in U_T) por 5 ciclos 70 % U_T (30 % rebaje en U_T) por 25 ciclos <5 % U_T (>95 % rebaje en U_T) por 5 s	<5 % U_T (>95 % rebaje en U_T) por 0,5 ciclos 40 % U_T (60 % dip in U_T) por 5 ciclos 70 % U_T (30 % rebaje en U_T) por 25 ciclos <5 % U_T (>95 % rebaje en U_T) por 5 s	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial o hospitalario. Si el usuario del EasyStand Bantam requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda que el EasyStand Bantam se alimente con una fuente de alimentación ininterrumpida o con una batería. .
Frecuencia de poder (50/60 Hz) magnético Campo IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de la energía deben estar en los niveles característicos de una localización típica en un entorno comercial o hospitalario típico.
NOTA: U_T es el a.c. volaje antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Bantam está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de EasyStand Bantam debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de inmunidad	IEC 60601 Nivel de prueba	Nivel de cumplimiento	Entorno Electromagnético - Orientación
<p>RF Conducido IEC 61000-4-6</p> <p>Radiofrecuencia IEC 61000-4-3</p>	<p>3 Vrms 150 kHz a 80 MHz</p> <p>3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz</p>	<p>3 Vrms</p> <p>3 V/m</p>	<p>Los equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte del EasyStand Evolv, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada</p> $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \text{ 800 MHz a 2.5 GHz}$ <p>Donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el transmisor fabricante y d es la separación recomendada distancia en metros (m).</p> <p>Las intensidades de campo de los transmisores fijos de RF determinadas por una inspección electromagnética a, deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada intervalo de frecuencias. Pueden producirse interferencias en la proximidad de equipos marcados con el siguiente símbolo:</p> <div style="text-align: center;">  </div>

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

A Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de los teléfonos de radio (celulares / inalámbricos) y los radios móviles terrestres, la radio amateur, la emisión de radio AM y FM y la emisión de televisión no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse un estudio de emplazamiento

electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el EasyStand Bantam excede el nivel de cumplimiento de RF correspondiente, se debe observar el EasyStand Bantam para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un comportamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como la reorientación o EasyStand Evolv.

B En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V / m.

Distancia de separación recomendada entre equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles y el EasyStand Evolv

El EasyStand Evolv está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario de EasyStand Evolv puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones RF portátil y móvil (transmisores) y el EasyStand Evolv como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Máxima potencia nominal Potencia del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz a 2.5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	.12	.12	.23
0.1	.38	.38	.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Para los transmisores con potencia máxima de salida no mencionada anteriormente, se puede estimar la distancia de separación recomendada d en metros (m) utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

FIG. E



Activación de la liberación mecánica de emergencia


Todos los productos de elevación eléctrica de Altimate Medical están equipados con una liberación mecánica para ser utilizados en situaciones de emergencia.

⚠ PRECAUCIÓN: EL USO DE LA LIBERACIÓN MECÁNICA DE EMERGENCIA COMO PRINCIPAL MEDIO PARA VOLVER A LA POSICIÓN SENTADO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA UNIDAD. UTILICE SOLAMENTE LA LIBERACIÓN MECÁNICA EN situaciones de emergencia.

FIG. E- La liberación permite que el usuario sea bajado a una posición asentada en la improbable ocurrencia de que la batería pierda carga mientras el usuario está en posición de pie. El actuador sólo se retrae si se tira de la liberación y hay peso en el asiento. El lanzamiento está situado en el lado izquierdo del asiento y está marcado por una etiqueta roja con la palabra "EMERGENCIA".

1. Para activar la liberación mecánica de emergencia, extraiga el pasador de liberación rápida situado debajo del asiento.
2. Apriete el mango y, si es necesario, empuje hacia abajo el mango.

Asamblea Móvil



Respaldo


PNG50062, PNG50066,
PNG50067, PNG50068

Para ensamblar la opción trasera, retire los 2 tornillos de la parte posterior, deslice el conjunto trasero en el asiento como se muestra. Apriete firmemente con los tornillos suministrados, luego agregue los brazos oscilantes. Retire la tuerca y la arandela de seguridad del brazo. Coloque el brazo sobre la unidad manteniendo el conjunto del brazo. Coloque la tuerca y la arandela de seguridad en el perno en el interior de la unidad. Apriete firmemente al nivel deseado de tensión.


Respaldo desmontable

PNG50171, PNG50172,
PNG50173, PNG50174


Para fijar la parte posterior extraíble a la unidad, deslice el conjunto trasero en el asiento como se muestra. Inserte la armadura en los tubos traseros con las lengüetas hacia arriba y hacia la parte posterior. Apriete bien con las perillas suministradas.



NOTA: Asegúrese de que la armadura se coloca en la parte posterior como se muestra.



**Corea para
pies seguros**
PNG30031



**Corea para
pies estandar**
PNG30030

**Soporte de cabeza
- corto**
21"-30"
PNG50240

Soporte de cabeza - alto
25"-34"
PNG50037




FIG. A





FIG. B

Si usted ordenó el soporte de chaleco de pecho de alto montaje y soporte de cabeza.

FIG A- Coloque el soporte de la cabeza sobre el soporte de montaje para accesorios como se muestra. Inserte 4 pernos y tuercas y apriete firmemente.

FIG B- Inserte el soporte de cabezal en la unidad y apriételo firmemente.



Quite las tuercas y tornillos de la manija de la bomba. Inserte el mango en la bomba. Alinee los agujeros e inserte los pernos, coloque las tuercas en los pernos. Apriete firmemente.

A
Estandar
Actuador
Mango
izquierda
 PNG50126


B
Estandar
Actuador
Mango
derecho
 PNG50059

C
Mango ajustable -
desmontable
Universal izquierda/
derecho
 PNG50328


D
Estilo-T
Extensión de
Mango
 PNG50070

E
Apretón - Tetra
Mango
Extensión
 PNG50044

**Montaje alto para
Chaleco de pecho**
PNG11212




**Montaje alto para Chaleco de pecho
con soporte de cabeza**
PNG11212




Si usted ordenó el soporte de chaleco de pecho de alto montaje y soporte de cabeza, coloque el soporte de soporte de cabeza y el soporte de chaleco de montaje alto en la unidad como se muestra. Inserte 4 pernos y tuercas y apriete firmemente. Véase la pág. 19 para el montaje del soporte de la cabeza.


**Cinturón con
hebilla estilo
aérea**
PNG30028




**Cinturón
Velcro**
PNG30029



Bandeja claro grande
PNG50194




Grande contorneado
Pechero
PNG30000





Retire los pernos de la almohadilla del pecho y colóquelo en la bandeja. Apriete bien los pernos.

Correa para el pecho
PNG50192 -
pequeño
PNG50193 -
grande



ATTACH STRAP EYELETS TO BACK TUBE BOLTS TO SECURE CHEST STRAP ATTACHMENT


Cubierta acolchada para la bandeja
PNG30295



Estilo-Y
Chaleco de pecho
Mediano-PNG30171
Grande-PNG30021

INSERT STRAP END INTO TOP SLOT

INSERT STRAP END INTO BOTTOM SLOT




Estilo-X
Chaleco de pecho
Mediano-PNG30170
Grande-PNG30056


INSERT STRAP INTO TOP SLOT

INSERT STRAP INTO SIDE SLOT


Frente giratorio
Bandeja con Ángulo de
multi-ajustable
Bandeja negro moldeado
 PNG50490




Frente giratorio
Bandeja con Ángulo de
multi-ajustable
Bandeja claro
 PNG50489



Frente giratorio
Bandeja Grande claro con
Ángulo ajustable
Bandeja claro
 PNG50410




Bandeja con Ángulo de
multi-ajustable
Bandeja claro para movil
 PNG50327




Bandeja con Ángulo
ajustable
Bandeja claro
 PNG50366

Bandeja con Ángulo
ajustable
Bandeja negro moldeado
 PNG50368



Coloque la bandeja en el poste de la bandeja, inserte la tuerca en la ranura y atornille en el orificio, apriétela firmemente.



PLACE PLASTIC CLAMP ON POST AND FASTEN WITH BOLT

NOTA: Levante la bandeja de ángulo tirando hacia arriba en la parte frontal de la bandeja y se bloqueará en posición, para bajar la bandeja, ángulo de la bandeja hasta el final y el mecanismo se libera para bajar la bandeja.

Ruedas giratorias delanteros
Frente giratorio
Evolv Mediano/Grande-PNG50314




FIG. A

FIG. A- Coloque un bloque de madera debajo de la unidad para levantar el bastidor. Coloque el hardware en la unidad como se muestra: perno, arandela, marco, espaciador, ensamblaje de la rueda, arandela y tuerca.

FIG. B- Es importante asegurarse de que los soportes están montados como se muestra, con la parte angular del soporte apuntando hacia afuera y alejándose una de la otra. Apriete firmemente.







FIG. B

Ruedas giratorias delanteros
Evolv Medium/Large-PNG50314
Evolv XT-PNG50346


**Rodillera independiente
PNG50384**




**Rodillera independiente RoHo
PNG50385**



**Fronte giratorio
Rodillera independientes
PNG50425**



Quite la manija del trinquete y el hardware del soporte de la rodilla. Coloque sobre la columna en el orden como se muestra. Asegúrese de que el separador esté colocado entre los dos soportes de acero. Deje el perno lo suficientemente flojo como para permitir que el soporte se deslice libremente. Observe la posición de los corchetes grises, la curva debe subir. El extremo estrecho de la arandela ranurada para las almohadillas de rodilla se insertará en el soporte.




Soportes laterales
8"-16.5"
PNG50224


Soportes laterales
11"-19.5"
PNG50176

Deslice cada soporte lateral sobre la muesca y la perilla del soporte de montaje de los accesorios. Apriete bien los mandos.

Asiento® Roho
 Evolv Mediano-PNG30183
 Evolv Grande/
 XT-PNG30023





Instale el asiento en el asiento después de agregar todas las otras opciones. Apriete bien los pernos.



Asiento de transferencia
 Evolv Mediano-PNG30269
 Evolv Grande/
 XT-PNG30270

Asiento giratorio
 Evolv Mediano-PNG50324
 Evolv Grande/
 XT-PNG50318

Empuje la palanca debajo del asiento para girar. Asegúrese de que el asiento está bloqueado en su posición antes de transferirlo.



Soportes de cadera
 Mediano-PNG50161
 Grande-PNG50198

Deslice los soportes de cadera sobre la muesca y la perilla debajo del asiento. Apriete bien la perilla.

Si agrega soportes de cadera fuera de la unidad, retire los tapones de plástico de la parte superior e inferior del marco del asiento.

Ajustando el Evolv

Placas de pie

⚠ **Precaución:** Nunca vuelva a colocar las placas del pie con el niño en posición de pie.

FIG G- Altura-Las placas de pie estándar sólo tienen ajuste de altura. Afloje la abrazadera que conecta el soporte del pie al poste del asiento

Coloque la altura del soporte del pie para que la rodilla del usuario esté lo más cerca posible del pivote del asiento. El fémur debe estar apoyado en el asiento, con un ligero ángulo hacia abajo.

Apriete bien la abrazadera.

⚠ **Precaución:** Evite colocar los dedos en el hueco de ajuste.

FIG.H- Las placas del pie pueden ser abducidas en 4 diversas posiciones (dedo del pie hacia fuera), quitando el perno debajo del borde delantero de la placa del pie con una llave hexagonal y levantando y dando vuelta a la placa del pie. Asegúrese de que la muesca de la placa del pie esté colocada en una de las cuatro ranuras. * Coloque el perno de nuevo en la placa del pie una vez que se alcance la posición deseada.

* Disponible en el Evolv E3 si se solicita con *Placa de pies Multi-ajutable.*

Rodillera

FIG. I- Para ajustar la profundidad de la almohadilla de rodilla, afloje la manivela del trinquete y colóquela en posición. Apriete la manija del trinquete cuando se alcance la posición deseada.

Coloque la almohadilla de la rodilla para que la rodilla del usuario se centre en la almohadilla de la rodilla y sólo 2 dedos se ajustan entre la parte posterior de la pierna y el asiento.





FIG. H



FIG. I



Soportes de cadera

FIG. J- Los soportes de cadera son opcionales y se pueden quitar para transferir. La anchura del soporte de la cadera se puede ajustar aflojando las perillas debajo del asiento. Afloje la perilla del lado de la unidad para ajustar el ancho del soporte de la cadera. Siempre apriete firmemente.

Los soportes de cadera tienen varios orificios de fijación en la parte posterior de la almohadilla, permitiendo posiciones adicionales vertical y horizontalmente. Las almohadillas también se pueden atornillar en una posición recta, 90°, 180° o 270°.

Compruebe el ajuste y la interferencia colocando la unidad en la posición máxima de pie y de nuevo a sentarse de nuevo (sin un usuario sentado en la unidad) ya que las pastillas pueden no funcionar perfectamente en todas las posiciones.

Soportes laterales

FIG. K- Los soportes laterales son opcionales y se pueden retirar para su transferencia. La anchura de soporte lateral se puede ajustar aflojando los botones en la parte posterior de la unidad. Siempre apriete firmemente.

Los soportes laterales tienen una serie de orificios de fijación en la parte posterior de la almohadilla, permitiendo posiciones adicionales vertical y horizontalmente. Las almohadillas también se pueden atornillar en una posición recta, 90°, 180° o 270°.

Compruebe el ajuste y la interferencia colocando la unidad en la posición máxima de pie y de nuevo a sentarse de nuevo (sin un usuario sentado en la unidad) ya que las pastillas pueden no funcionar perfectamente en todas las posiciones.

FIG. J





FIG. K





Profundidad del asiento / ángulo de respaldo

Precaución: Estos ajustes sólo deben realizarse mientras la unidad esté en posición sentada.

FIG. L- Afloje el pomo del tubo del asiento situado debajo del asiento. Hacer no desatornillar completamente la perilla de profundidad del asiento al ajustar el asiento.

Presione el botón de resorte y coloque la parte de atrás de modo que el pivote de la cadera esté lo más cerca posible de las caderas del usuario. Apriete firmemente la perilla de profundidad del asiento.

Nota: Ajuste el ángulo trasero después de cada cambio de posición de la profundidad del asiento.

FIG. M- Para ajustar el ángulo posterior, utilice la perilla situada en el siguiente brazo. Antes de ponerse de pie, el ángulo de la espalda debe ajustarse de modo que el indicador en el lateral de la unidad esté en verde.

FIG. N- El localizador de ángulo trasero / asiento se encuentra en el lateral de la unidad. Cuando la unidad está en la posición sentada, el área verde indica el ángulo posterior. Antes de pararse, el indicador debe estar en verde.



Precaución: Antes de pararse, el indicador de ángulo de asiento / respaldo debe estar en verde. Si no se ajusta el ángulo del respaldo en verde antes de ponerse de pie, la unidad podría bloquearse en posición de pie, causando daños a la unidad. No utilice el indicador de ángulo del asiento como referencia mientras esté en posición de pie. Sólo se puede utilizar como guía mientras se ajusta la profundidad del asiento y el ángulo de respaldo en posición sentada.

Bandeja/pechero

FIG. O- Para ajustar la altura de la bandeja / almohadilla frontal, afloje la abrazadera situada justo por encima de la columna delantera. Levante la bandeja hasta el nivel de altura deseado del usuario y apriete la abrazadera.

Para ajustar la profundidad de la bandeja / almohadilla frontal, afloje la abrazadera situada justo debajo de la bandeja. Mueva la almohadilla frontal a la posición deseada del usuario y apriete la abrazadera.



Precaución: Mientras baja la altura de la bandeja, mantenga las manos alejadas del área debajo de la bandeja.

FIG. L




FIG. M



Area verde



FIG. O



Ajuste de bandeja shadow





FIG. A-Para ajustar la altura de la almohadilla del pecho, afloje la perilla y mueva a la posición deseada. Apriete firmemente.

FIG. B-Para ajustar la profundidad de la almohadilla frontal y la bandeja, afloje la perilla situada debajo de la bandeja. Mueva la almohadilla frontal a la posición deseada del usuario y apriete la perilla. Para tirar de la bandeja hacia arriba, tire y gire el mecanismo de bloqueo y levante. Para ajustar el nivel del brazo de soporte, utilice el tornillo de ajuste para ajustarlo a la posición deseada.

⚠ **Precaución:** Después de mover la bandeja hacia arriba, asegúrese de volver a colocar el mecanismo de bloqueo en su lugar. Si no lo hace, la bandeja puede caer de repente.

⚠ **Precaución:** Evite colocar los dedos cerca de los tubos de la bandeja y las ranuras de ajuste de la altura del pecho.


Accesorios y detalle de piezas Evolv® (marco delantero)



ITEM NO.	PART NO.	NAME
1	NG50376	FRONT FRAME STANDARD IND KNEE
2	NG50055	FRONT CASTER FRAME STANDARD
3	NG50460	PAD STANDARD KNEE ASSEMBLY
4	NG50384	INDEPENDENT KNEES EVOLV
5	NG50385	INDEPENDENT KNEES EVOLV ROHO
6	NG50024	NEW GENERATION GLIDER ASSEMBLY
7	NG30000	PAD FRONT EXTRA SUPPORT
8	NG30001	PAD CHEST STANDARD
9	NG50309	TABLE POST ASSEMBLY
10	NG50042	SUPPORT GRIP OPTION
11	NG50251	HANDLE ADJ U-SHAPE YOUTH
12	NG50295	ASMBLY NO-TABLE OPTION
13	NG50327	ANGLE ADJUSTABLE TRAY MOBILE
14	NG50331	ASSEMBLY ADJUSTABLE PAD BRACKET
15	NG50377	FRONT FRAME XT
16	NG50207	FRONT CASTER FRAME STANDARD XL
17	NG50346	ASMBLY CASTER FRONT EVOLV XT
18	NG50314	ASMBLY CASTER FRONT EVOLV
19	NG50026	TABLE SHADOW 12" RH
20	NG50125	TABLE SHADOW 12" LH
21	NG50130	TABLE SHADOW 10" RH
22	NG50231	TABLE SHADOW 10" LH
23	NG50332	TABLE SHADOW 12" DEEP RH
24	NG50333	TABLE SHADOW DEEP 12" LH
25	NG50334	TABLE SHADOW 10" DEEP RH
26	NG50335	TABLE SHADOW DEEP 10" LH
27	NG50194	OVERSIZED TABLE ASSEMBLY
28	NG50417	EVOLV H-FRAME RH
29	NG50428	EVOLV H-FRAME RH SHADOW
30	NG50418	TRAY ASSEMBLY BLK-MOLDED H-FRAME
31	NG50424	PAD KNEE STANDARD H-FRAME
32	NG50425	PAD KNEE IND H-FRAME
33	NG50426	PAD KNEE IND ROHO H-FRAME
34	NG50341	TABLE SLIDE ASSEMBLY
35	NG50366	ASMBLY TABLE TILT CLEAR
36	NG50368	ASMBLY TABLE STANDARD TILT
37	NG50248	TABLE EVOLV ACRYLIC
38	NG50247	TABLE EVOLV STANDARD
39	NG50372	TABLE EVOLV MOBILE
40	NG50370	TABLE EVOLV GLIDER
41	NG50456	TRAY ASSEMBLY CLEAR H-FRAME
42	NG50458	TRAY ASSEMBLY OVERSIZED H-FRAME
43	NG50483	ASMBLY H-FRAME SW FRONT EVOLV
44	NG50488	H-FRAME STANDARD FRONT EVOLV
45	NG50489	TRAY ASMBLY CLEAR TILT SWING AWAY
46	NG50490	TRAY ASMBLY BLK TILT SWING AWAY
47	NG50491	TRAY ASMBLY O-SIZE TILT SWING AWAY
48	NG50471	TABLE SHADOW TRAY 7" RH
49	NG50472	TABLE SHADOW TRAY 7" LH

ITEM NO.	PART NO.	NAME
50	NG50474	TABLE SHADOW 7" DEEP RH
51	NG50475	TABLE SHADOW 7" DEEP LH
52	NG50347	TABLE EVOLV ACRYLIC
53	NG30295	PADDED TRAY COVER
54	NG50348	TABLE EVOLV STANDARD
55	NG50427	EVOLV H-FRAME LH SHADOW
56	NG50416	EVOLV H-FRAME LH
57	NG50497	EVOLV NO TABLE H-FRAME RH
58	NG50498	EVOLV NO TABLE H-FRAME LH
59	NG50025	MOBILE OPTION EVOLV
60	NG50187	NEW GENERATION GLIDER ASSEMBLY
61	NG50322	MOBILE OPTION EVOLV XT

Accesorios y detalle de piezas Evolv®



ITEM NO.	PART NO.	NAME	ITEM NO.	PART NO.	NAME
1	NG50007	SEAT LIFT W/ ARMS MED	50	NG50445	ASMBLY EVOLV NO BACK ADULT
2	NG50015	FOOT ASMBLY LG	51	NG50446	ASMBLY EVOLV NO BACK XT
3	ng30030	STRAPS FOOT OPTION	52	NG50450	ARM REST ASSEMBLY EVOLV
4	NG30031	STRAPS SECURE FOOT OPTION	53	NG50066	BACK LOW FLAT
5	NG50009	PUMP HYDRAULIC ASSEMBLY LARGE	54	NG50062	BACK LOW W/CONTOUR (V908)
6	NG50059	HANDLE PUMP STANDARD RT	55	NG50067	BACK HIGH FLAT(V909)
7	NG50126	HANDLE PUMP STANDARD LH	56	NG50068	BACK HIGH W/CONTOUR (V910)
8	NG50044	QUAD GRIP OPTION	57	NG50171	BACK REMOVABLE LOW FLAT
9	NG50070	ACTUATOR HANDLE EXTENSION EVOLV LG	58	NG50172	BACK REMOVABLE LOW CONTOURED
10	NG30006	PAD SEAT COUNTOURED LARGE	59	NG50173	BACK REMOVABLE HIGH FLAT
11	NG30023	PAD SEAT LG ROHO OPTION	60	NG50174	BACK REMOVABLE HIGH CONTOURED
12	NG20122	KNOB FEMALE M12 X 1.75	61	NG11212	HIGH MOUNT CHEST VEST BRACKET
13	600002	WHEEL 100mm W/FOLD AWAY HANDLE	62	NG50010	POW'R UP LIFT EVOLV
14	NG50034	BRACKET ACCESSORY LG	63	NG30029	STRAP SEAT BELT NG ADULT
15	NG50161	HIP GUIDE ASSEMBLY MEDIUM	64	NG30028	STRAP SEAT BELT W/BUCKLE NG ADULT
16	NG50198	HIP GUIDE ASSEMBLY LARGE	65	NG30269	SEAT LATERAL TRANSFER YOUTH
17	NG50224	LATERAL SUPPORT ASSEMBLY MEDIUM	66	NG30270	SEAT LATERAL TRANSFER ADULT
18	NG50176	LATERAL SUPPORT ASSEMBLY	67	NG50499	ASSEMBLY BEARING SEAT DEPTH
19	NG50240	HEAD REST ASSEMBLY MED	68	NG50500	ASSEMBLY BEARING SEAT DEPTH XT
20	NG50037	HEAD REST ASSEMBLY LG (V915)	69	80246	SEAT ANGLE LOCATOR
21	NG50040	HANDLE PUSH ASSEMBLY	70	NG50492	CANE BACK 16"
22	NG30056	LARGE CHEST VEST EVOLV	71	NG50493	CANE BACK 18"
23	NG30021	VEST CHEST Y SHAPE ASSEMBLY LARGE	72	NG50192	STRAP SMALL CHEST RESTRAINT (V904)
24	NG30170	X-STYLE CHEST VEST MEDIUM	73	NG50193	STRAP LARGE CHEST RESTRAINT (V901)
25	NG30171	Y-STYLE CHEST VEST MEDIUM	74	NG50320	PUMP HYDRAULIC ASSEMBLY XL
26	NG30012	PAD SEAT CONTOURED YOUTH	75	NG50345	HIP GUIDE ASMBLY GLIDER YOUTH
27	NG30183	PAD SEAT ROHO YOUTH	76	NG50374	HIP GUIDE ASMBLY GLIDER ADULT
28	NG50318	SEAT SWIVEL LARGE	77	NG50113	PUMP HYDRAULIC ASSEMBLY MEDIUM
29	NG50324	SEAT SWIVEL YOUTH	78	NG50277	XL REAR CASTER TUBE
30	NG50209	SEAT & LIFT ASM XT	79	NG50504	STRAP XL CHEST RESTRAINT
31	NG50278	FOOT ASMBLY XT	80	NG50505	STRAPS FOOT OPTION OVERSIZED
32	NG50328	HANDLE PUMP REMOVEABLE/ADJ	81	NG50506	STRAPS SECURE FOOT OVERSIZED
33	NG50058	SEAT REAR CASTER TUBE	82	NG30306	STRAP SEAT BELT OVERSIZED ADULT
34	NG50321	POW'R UP LIFT EVOLV XT			
35	NG50436	ASMBLY FOLLOWING ARM YOUTH			
36	NG50437	ASMBLY FOLLOWING ARM ADULT			
37	NG50438	ASMBLY FOLLOWING ARM XT			
38	NG50378	ASMBLY SEAT LIFT GLIDER			
39	NG50350	GLIDER SEAT ASMBLY YOUTH			
40	NG50351	GLIDER SEAT ASMBLY YOUTH ROHO			
41	NG50352	GLIDER SEAT ASMBLY ADULT			
42	NG50353	GLIDER SEAT ASMBLY ADULT ROHO			
43	NG50414	FOOT ASMBLY YOUTH			
44	NG50355	FOOT ASMBLY LG			
45	NG50391	FOOT ASMBLY LG			
46	NG50441	ASMBLY BACK REST YOUTH			
47	NG50442	ASMBLY BACK REST ADULT			
48	NG50443	ASMBLY BACK REST XT			
49	NG50444	ASMBLY EVOLV NO BACK YOUTH			

Guía de ajustes

paso uno - medida

Antes de transferir al Evolv, mida la profundidad aproximada del asiento (A) y el asiento a (B).



Precaución: Estos ajustes sólo deben realizarse mientras la unidad esté en posición sentada..

paso dos -Profundidad de asiento

Utilice la medida anterior (A) para ajustar la profundidad del asiento en el stander, mida desde la parte frontal del asiento a la parte posterior. Para ajustar la profundidad del asiento, afloje la perilla debajo del asiento (C). Presione el botón de presión en el tubo de ajuste mientras mueve la parte trasera (D). Ajuste la profundidad del asiento hasta que se alcance la medición adecuada. Apriete el mando (C) después del ajuste.



Precaución: Estos ajustes sólo deben realizarse mientras la unidad esté en posición sentada.

paso tres - ángulo de respaldo

Después de alcanzar la profundidad de asiento deseada, gire el mando de ajuste del ángulo de retroceso (E) para que el indicador de ángulo de asiento / respaldo (F) esté en el área verde antes de pararse.

Nota: Repita los pasos 2 y 3 para cada color de ajuste.

paso cuatro - reposa pies

Utilice la medida (B) para ajustar la altura de la placa del pie. Afloje las asas de trinquete (G) en las placas del pie para ajustar la altura y lantar / dorsi. Apriete las manijas del trinquete después de posicionar. Las rodillas deben estar ligeramente más abajo que la cadera (H).

paso cinco - posicionamiento

Coloque las caderas del usuario lo más cerca posible del pivote (I) de la cadera de Evolv. Para determinar el correcto posicionamiento, sólo dos dedos deben encajar entre el frente del asiento y la parte posterior de la rodilla (J).

paso seis - rodillera


Ajuste la almohadilla de rodilla (K) para que encaje cómodamente hasta las rodillas.

Inspeccione periódicamente su bastidor para asegurarse de que está en condiciones de funcionamiento seguras.

(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)



(G)



(H)



(I)



(J)



(K)



Transferencia

Para ciertas personas, la transferencia puede ser una tarea difícil, especialmente al principio. Como muchas cosas, la transferencia se hace más fácil con la práctica. Con las transferencias asistidas, siempre es una buena idea revisar la estrategia de transferencia con el cliente antes de transferirlas y hablarlas a través de los pasos que están sucediendo. Esto ayudará a reducir la ansiedad de la persona que se transfiere. Hay muchos métodos diferentes de transferencia en el EasyStand Evolv, si la transferencia es independiente o con asistencia. También hay una variedad de opciones que se pueden agregar al Evolv para ayudar a hacer la transferencia más manejable. Para técnicas de transferencia apropiadas, por favor busque consejo profesional de un terapeuta o médico.

⚠ **Precaución: Siempre bloquee las cerraduras de las ruedas en una silla de ruedas y las ruedas del EasyStand Evolv antes de transferirlas.**

Metodos de Transferencia



Transferencia Independiente: Para aquellas personas que son capaces de transferir de forma independiente, Altmate Medical ha diseñado la base Evolv para que una silla de ruedas se puede colocar en cualquier ángulo de paralelo a 90 grados contra el borde del asiento Evolv Puede incluso venir debajo de la esquina delantera del asiento). Las rodilleras flip hacia arriba y fuera del camino para dar a la persona habitación para traer sus piernas y la posición de sus pies. La rodilla no se bloquea en la posición vertical al transferir, no agarre la rodilla para apoyo. Cuando Cuando transfiera, haga no agarre la rodilla para apoyo. Al transferir fuera del EasyStand, bombee el asiento hacia arriba para que sea igual o superior al asiento en el que el usuario está transfiriendo.



Transferencia del pivote de Pie: Un cuidador puede ayudar a un paciente en el stander usando una transferencia del pivote del soporte. El cuidador que ayuda con la transferencia del soporte pivote ayuda a la persona fuera de su. Silla de ruedas a pie, luego gira o pivotes y se sienta a la persona en el asiento del stander.




Transferencia de la elevación del paciente: Los médicos pueden ayudar a las personas que tienen un mayor nivel de discapacidad mediante el uso de un elevador del paciente o un elevador de techo para transferirlo al EasyStand. Las patas traseras de EasyStand Evolv están diseñadas para permitir espacio para que el dispositivo de elevación se use desde muchos ángulos diferentes. Para hacer la transferencia desde un dispositivo de elevación del paciente, reclinar ligeramente la parte posterior del marco de pie. Con algunos dispositivos de elevación del paciente puede facilitar la transferencia para levantar las placas del pie Evolv hasta una posición más alta, permitiendo que el dispositivo de transferencia se deslice más cerca de la base del Evolv. Asegúrese de volver a colocar las placas del pie y la parte posterior antes de ponerse de pie.

Bipedestacion

Contraindicaciones


El rodamiento de pie / peso puede no ser una opción por las siguientes razones:
Si el usuario tiene contracturas severas o problemas de alcance de movimiento
Si el usuario tiene osteoporosis severa o enfermedad ósea quebradiza
Si el usuario tiene hipotensión postural ortostática
Si el usuario tiene articulaciones dislocadas

 **Precaución: Los consumidores que estén considerando un programa permanente deben consultar con un médico y equipo médico** calificados para determinar qué indicaciones o contraindicaciones existen. Los clínicos deben utilizar el mejor juicio clínico para evaluar las necesidades del usuario.

La implementación de un programa permanente debe ser determinada individualmente por el equipo del usuario (médico, terapeuta físico o ocupacional, profesional / proveedor de la tecnología de rehabilitación y el consumidor). Considere todas las indicaciones y contraindicaciones para cada cliente individualmente para determinar si el cojinete de pie / peso es apropiado para ellos.

Subir a de pie

 **Precaución: Siempre consulte con un médico o terapeuta antes de iniciar un programa permanente.**

 **Precaución: Antes de pararse, el indicador de ángulo de asiento / respaldo debe estar en verde. Si no se ajusta el ángulo del respaldo en verde antes de ponerse de pie, la unidad podría bloquearse en posición de pie, causando daños a la unidad. No utilice el indicador de ángulo del asiento como referencia mientras esté en posición de pie. Sólo se puede utilizar como guía mientras se ajusta la profundidad del asiento y el ángulo de respaldo en posición sentada.**

Coloque los pies, el soporte de la rodilla y asegure las correas o soportes laterales. Empuje el mango de la bomba hacia adelante con 15-25 trazos largos. El asiento subirá lentamente hasta la posición de pie. Recuerde que el asiento se puede detener en cualquier lugar entre sentado y de pie.

 **Precaución: No realice ajustes en el EasyStand mientras el usuario esté en posición de pie.**

Vuelve al posición sentado

Mueva y sujete el mango de la bomba hacia la parte trasera hasta alcanzar la posición deseada. El asiento se bajará lentamente hasta que se suelte el mango. Si se produce dificultad para bajar el asiento, aplique una presión menor o mayor al mango. Si la unidad está en la posición de pie y desocupada, aplique una presión moderada al asiento de la unidad mientras sostiene la manija de la bomba. No use fuerza excesiva.

 **Precaución: Al bajar la unidad de pie a sentado, mantenga todas las manos y los pies libres del mecanismo debajo del asiento.**

Mantenimiento

Limpieza / Desinfección

- Limpie el EasyStand con un desinfectante suave, no abrasivo o jabón y agua.
- Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas ajustables estén bien apretadas. Si no lo hace, las partes pueden caerse, lo que puede causar un riesgo de asfixia para los niños.
- No utilice lejía ni ningún otro limpiador a base de cloro en el EasyStand.
- Los paños desinfectantes son seguros de usar en superficies metálicas y no porosas.
- Use una esponja húmeda con jabón suave o un desinfectante suave, no abrasivo.
- Limpiar el neopreno con agua y jabón suave.
- Las cubiertas higiénicas se pueden quitar y lavar a mano con agua. Seca al aire las cubiertas. Siempre tenga cuidado al retirar y reemplazar las cubiertas.
- No lave en seco ningún artículo de tapicería.
- Si el EasyStand se está utilizando con solo un usuario, limpie el EasyStand cada mes o según sea necesario.
- Si el EasyStand se utiliza con múltiples usuarios, el EasyStand se debe limpiar después de cada uso.

Tejidos recubiertos de uretano y fundas higiénicas lavables (Dartex o equivalente genérico)

- Las instrucciones de limpieza y desinfección recomendadas deben ser seguidas cuando posible para evitar daños a la membrana PU que podría conducir a un fallo prematuro de la cubierta.
- Para suciedad superficial, utilice un paño desechable y una solución tibia de detergente neutro. No utilice limpiadores abrasivos.
- Desinfecte utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (1000 ppm de cloro), soluciones de lejía más fuertes no son recomendadas.
- Enjuague bien toda solución de limpieza restante con agua y seque la tela antes de volver a usarla o almacenarla.
- No se debe planchar.

Mantenimiento del actuador hidráulico

- Un período inicial de rotura de aproximadamente 50-100 ciclos completos es normal para la unidad hidráulica. El ajuste muy estrecho de sus piezas de acoplamiento da a cada bomba su propia "sensación" de rotura y sonido especial, señalado por un chirrido o un movimiento duro.
- Si la bomba tiene fugas de aceite o no se sostiene correctamente, póngase en contacto con su proveedor EasyStand local para obtener un reemplazo. El número de serie del EasyStand será necesario.
- No ejerza una fuerza excesiva en el mango del actuador ni utilice el mango del actuador para mover al EasyStand. Esto puede dañar el mango del actuador y / o el mecanismo del actuador y anulará cualquier garantía.
- El mantenimiento del usuario no es necesario ni recomendado en el actuador hidráulico. Nunca aplique lubricante, aceite doméstico, grasa o un producto similar a cualquier parte de la unidad. Algunos compuestos pueden reaccionar con los sellos utilizados en la fabricación de este producto. Esto puede dañar la unidad y anulará cualquier garantía.
- No exceda el límite de peso.
- Si el EasyStand fue enviado y expuesto a una temperatura de menos de 50 grados Fahrenheit, debe permitir que la unidad hidráulica se caliente a temperatura ambiente antes de usarla. Si no sigue este paso podría dañar la unidad. Rendiéndola inoperable.
- Una vez que se alcanza una posición de pie, el actuador puede estabilizarse un golpe, esto es normal.
- No siempre es necesario empujar el mango del actuador atrás hasta el fondo para bajar el asiento. Intente empujar el mango hacia atrás en diferentes posiciones si es difícil bajar el asiento.
- Si la unidad está en posición de reposo y desocupada, es necesario aplicar presión al asiento de la unidad mientras empuja el mango del actuador hacia atrás.

Purgar el actuador hidráulico

El actuador hidráulico en el EasyStand tiene una alta probabilidad de obtener aire atrapado en el funcionamiento interno de la unidad. Esto suele ser causado por el transporte en tránsito y es bastante normal. Siga los sencillos pasos que se indican a continuación, ya que es posible que los .

1. Bombee el mango hasta alcanzar la extensión completa.
2. Continúe bombeando el mango lentamente por otros 10 golpes. Esto purga correctamente el sistema.

Solución de problemas

Mi EasyStand no entrará en la posición de pie completa:

A partir de junio de 2011, la EasyStand (bomba hidráulica manual solamente) está equipada con una función de seguridad para evitar el desplazamiento excesivo del mecanismo del brazo elevador / siguiente en el caso de que el ángulo posterior se ajuste incorrectamente para exceder el ángulo recomendado. La unidad no alcanzará la posición completa a menos que el ángulo posterior se ajuste dentro del rango verde en la posición sentada. Consulte la pág. 29 para las instrucciones apropiadas.

Mi EasyStand no se liberará correctamente de la posición de pie a la sentada:

- Trate de empujar el mango hacia atrás en diferentes posiciones; No empuje el mango de la bomba hacia atrás en una posición.
- El peso en el asiento es necesario para que la unidad descanse correctamente; Si la unidad está desocupada o el usuario está inclinado hacia delante y no hay suficiente peso distribuido en el asiento, aplique presión a mano en la parte posterior del asiento mientras empuja hacia atrás el mango de la bomba.
- Asegúrese de que el ángulo posterior esté ajustado correctamente, si el ángulo trasero está demasiado hacia delante o hacia atrás, la unidad puede no bajar correctamente. Ajuste el ángulo posterior hacia 90 grados para que se suelte correctamente.

Mi hidráulica no funciona bien, no es fugas de aceite, pero actúa de manera inconsistente:

Con la unidad desocupada, la bomba de todo el camino a la posición. Una vez que el asiento está en la posición de pie, la bomba de 12 a 15 golpes adicionales para sangrar cualquier aire hacia fuera y circular el líquido. Tire hacia atrás de la manija de la bomba para volver a colocar el asiento en posición sentada, se puede presionar con una mano en la parte posterior del asiento mientras empuja hacia atrás el mango de la bomba. En la mayoría de los casos, la purga de la bomba hidráulica eliminará el funcionamiento incoherente.

Mi pierna es demasiado corta para el bipedestador. Evolv Grande: Reemplace los soportes de pie grandes con soportes de pie medio.

Mi asiento Evolv no irá hasta la posición sentada:

Mire atentamente los cuatro pernos del marco principal que unen el extremo frontal al extremo trasero. Más comúnmente los soportes de montaje de la bomba en forma de riñón no están asegurados correctamente. Se colocan por encima de los pernos del marco con un agujero expuesto donde los pernos deben pasar. Este ángulo / levanta la bomba y no permite que la unidad pase a la posición de asiento completo. Retire los pernos principales y asegúrese de que pasan por el marco delantero, el marco trasero y los soportes de montaje de la bomba.

Acensor electrico Evolv

Asegúrese de que los cables estén completamente asentados en la caja de la batería. El anillo de ojal en los cables hacen un ajuste muy apretado. Desconecte los cables y vuelva a enchufarlos, empujando con fuerza.

Evolv con frente giratorio

Quite el pasador rápido y simplemente levante el collar en el lado opuesto más allá del marco y balance hacia fuera.

Bandeja Shadow no es nivel:

Si la bandeja shadow está inclinada hacia delante o hacia atrás, ajuste el ángulo posterior. Si la bandeja se inclina de derecha a izquierda, ajuste el tornillo de fijación del brazo de soporte para nivelar el brazo de soporte.

Cómo utilizar el asiento giratorio

Empuje hacia arriba la palanca debajo del asiento y gire el asiento a la derecha oa la izquierda a 90 ° o hasta que encaje en su posición. Transferencia al asiento y empuje para arriba en la palanca para abrir y girar a una posición delantera.

¿Cómo puedo saber si tengo un Evolv Medium o Large / XT:

Mida el asiento. Delantero a la parte posterior: XT / Large es 22 "; El medio es 18 "

¿Cómo puedo pedir piezas?

Póngase en contacto con su proveedor local y tenga el número de serie listo. Si no sabe quién es su proveedor, llame al Servicio de atención al cliente de Altimate Medical (800) 342-8968 y tenga el número de serie listo.

Garantía limitada

Esta garantía se extiende únicamente al comprador/cliente original (o proveedor o consumidor que no lo compra ni revende). Altimate Medical, Inc., garantiza el EasyStand Evolv contra defectos en materiales y mano de obra como se enumeran a continuación.

- Marcos de acero - 5 años de garantía
- Actuador hidráulico - 2 años de garantía
- Componentes tapizados, almohadillas de plástico, partes de goma, superficies pintadas, cojinetes y otras piezas no específicamente identificado arriba - Garantía de 90 días

La garantía de los componentes de la opción de elevación eléctrica es la siguiente:

- Actuador y colgante de mano - 2 años de garantía
- Caja de control y batería - 90 días
- Cargador de batería - 90 días

El período de garantía comienza para el consumidor en la fecha de compra del vendedor / proveedor. Si el producto se alquila o no se vende a un consumidor, el período de garantía comienza a partir de la fecha de facturación de Altimate Medical. Cualquier producto que se demuestre que la satisfacción de Altimate Medical es defectuosa y dentro del período de garantía, será reparado o reemplazado por Altimate Medical.

LA UNICA OBLIGACION DE ALTIMATE MEDICAL Y SU RECURSO COMPLETO BAJO ESTA GARANTÍA SE IMITARÁ A TAL REPARACIÓN Y / O REEMPLAZO. Esta garantía no incluye los gastos de mano de obra incurridos en la instalación de piezas de repuesto. Los cargos de flete a la fábrica son gastos del consumidor al vendedor. Los gastos de envío de devolución serán pagados por adelantado por Altimate Medical. Para el servicio de garantía, póngase en contacto con el proveedor autorizado de quien adquirió su producto de Altimate Medical. En caso de que no reciba un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a Altimate Medical en la dirección que se indica a continuación. No devuelva los productos a nuestra fábrica sin autorización previa. Proveedor del que adquirió su producto Altimate Medical. En caso de que no reciba un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a Altimate Medical en la dirección que se indica a continuación. No devuelva los productos a nuestra fábrica sin autorización previa.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía anterior no se aplicará a los productos numerados en serie si el número de serie ha sido removido o defectuoso. Los productos sujetos a negligencia, abuso, uso indebido, operación incorrecta, mantenimiento incorrecto, almacenamiento incorrecto o daños más allá del control de Altimate Medical no están cubiertos por esta garantía, y esa evaluación será determinada exclusivamente por Altimate Medical. Los productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito de Altimate Medical (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de piezas o accesorios no autorizados) no están cubiertos por esta garantía. La garantía no se aplicará a problemas derivados del desgaste normal o el incumplimiento de las instrucciones. La garantía será anulada si las piezas no fabricadas por Altimate Medical o las piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original se agregan a un producto Altimate Medical.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. ALTIMATE MEDICAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL.

Altimate Medical mantiene una política de mejora continua del producto y se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones y precios sin notificación previa. Consulte con Altimate Medical para información.

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA
Tel: 507 • 697 • 6393 Fax: 507 • 697 • 6900 800 • 342 • 8968
easystand.com info@easystand.com

Consideraciones ambientales

Después de la vida del producto:

- Recicle de acuerdo con los códigos de reciclaje de su país.
- Recicle todas las piezas metálicas.
- Las piezas de plástico deben eliminarse o reciclarse de acuerdo con la directiva de su país.
- Por favor, pregunte en su centro local de gestión de eliminación y reciclaje para los códigos locales.
- Devuelva el actuador hidráulico o el cilindro de amortiguación (Pow'r Up solamente) a Altimate Medical, Inc.



AltimateMedical

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
+1 800.342.8968 o +1 507.697.6393
Fax: +1 877.342.8968 or +1 507.697.6900
email: info@easystand.com
easystand.com

EasyStand  
standing made easy



El bipedestador debe utilizarse sólo bajo la guía de un médico con recomendaciones para el protocolo del programa de bipedestacion y cualquier precauciones médicas. Los programas permanentes deben ser monitoreados por el terapeuta que lo atiende. Altimate Medical se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones y precios sin previo aviso. Consulte con AMI para obtener la información más reciente. información.
FORM MANAEVM 110616 REV B-TRANS Copyright © 2016 Altimate Medical, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.