



Evoflex®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PARA EL USUARIO

ART NOS. EB205, EB225, EB235, EB275, & EBE100



Estas instrucciones ofrecen información importante sobre el uso y mantenimiento seguros del cinturón de posicionamiento pélvico Bodypoint Evoflex y del extensor de cinturón opcional Bodypoint Evoflex. Entregue estas instrucciones al usuario o a la persona que le atienda y revíselas para asegurarse de que se comprendan.

El herraje de montaje opcional del cinturón Bodypoint puede utilizarse para sillas de ruedas y sistemas de asiento.

⚠️ADVERTENCIA! El producto debe ser instalado y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.

USO PREVISTO:

⚠️ADVERTENCIA! Este producto solo debe usarse para colocar a una persona en la silla de ruedas o de trabajo. NO debe usarse como dispositivo de seguridad para transporte, ni como dispositivo de restricción personal o en cualquier otra aplicación en la que su mal funcionamiento podría causarle lesiones a la persona. El uso inapropiado de este producto no está autorizado y además es inseguro.

⚠️ADVERTENCIA! Este cinturón de posicionamiento pélvico debe usarse apretado en la parte baja de la pelvis o muslos en todo momento. Pídale a su especialista postural que le muestre la forma correcta de ajuste y uso.

- Un cinturón flojo podría permitir que el usuario se deslice y crear un riesgo de estrangulamiento.
- El desenganche accidental de este cinturón puede causar que el usuario se resbale o caiga de la silla de ruedas.
- La incapacidad de un usuario para soltarse por sí mismo puede ser peligrosa si se desliza hacia abajo o queda atrapado en la silla de ruedas durante una emergencia.

Si las habilidades físicas o cognitivas del usuario le impiden utilizar este cinturón de manera segura, un cuidador debe estar presente en todo momento durante su uso. Asegúrese de que todos los cuidadores sepan ajustar y desabrochar el producto de manera correcta.

⚠️ADVERTENCIA! De igual forma que con cualquier nuevo soporte para asientos, este producto puede cambiar la forma de sentarse del usuario. Los usuarios deben continuar con sus actividades normales de alivio de presión y controles de integridad cutánea, no solo

en los lugares de contacto del producto, sino también en las zonas de presión principales, como el sacro, las piernas y las nalgas. Si se produce un mayor enrojecimiento o irritación de la piel, no continúe usando el producto y consulte con su médico o especialista postural. De no hacerlo pueden producirse lesiones graves, como las escaras de decúbito.

⚠️ADVERTENCIA! Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad local competente.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO:

para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para determinar su correcto funcionamiento y los signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo en las hebillas, los puntos de montaje, la cincha, las almohadillas o las costuras, deje de usarlo y contáctese con su proveedor para que sea reemplazado o reparado por personal cualificado de Bodypoint. Este producto no debe ser modificado ni reparado por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad dependen de ello.



LIMPIEZA: lavar a máquina con agua caliente a 60 °C (140 °F). No usar lejía. Secar en secadora a baja temperatura o escurrir. No planchar. (Si coloca el producto dentro de una bolsa de tela durante el lavado ayudará a evitar rasgaduras al producto y a la propia lavadora).

RESTOS/DESECHOS: el producto está fabricado con materiales que pueden desecharse de forma segura sin tomar precauciones especiales al final de su vida útil.

GARANTÍA: este producto tiene una garantía limitada para toda la vida por defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal por el usuario original. Contáctese con su proveedor o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.

Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE. UU., visite la página www.bodypoint.com.



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands



Dispositivo
médico

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

CONTENIDO DEL PAQUETE: el paquete puede contener uno o más de los siguientes elementos:



Cinturón de posicionamiento pélvico Evoflex con:

- (2) tornillos M6 x 8
- (2) tuercas con brida de perfil bajo M6
- (2) arandelas de resorte de onda



(2) extensores de cinturones Evoflex con:

- (2) tornillos M6 x 8 mm
- (2) tuercas con brida de perfil bajo M6




POSICIÓN DEL CINTURÓN


1. Determine la posición y el ángulo más eficaces para el cinturón según los objetivos clínicos. Determine si es mejor para el usuario colocar la correa de tracción en el lado izquierdo o derecho.
2. Con la correa de ajuste apretada, localice los puntos de montaje deseados en el sistema de asiento o armazón de la silla de ruedas, después elija uno de los métodos de montaje mostrados.
3. Añada el extensor de cinturón Evoflex si es necesario para alcanzar los puntos de montaje.

CONTROL DE LA ROTACIÓN

Para aumentar la tensión y controlar la rotación, utilice la arandela de resorte de onda incluida. Evite la arandela de resorte de onda para reducir la tensión y facilitar la rotación.




OPCIONES DE MONTAJE




ABRAZADERA DE BANDA O ABRAZADERA DE MARCO

(Se necesita el art. n.º HW320 o el n.º HW310)
Conecte la abrazadera al conducto del asiento. Conecte el cinturón usando el tornillo M6 incluido con la abrazadera.




SOPORTE DE MONTAJE PARA ASIENTO

(Se necesita el art. n.º HW200-20 o el -90)



MONTAJE DIRECTO A LAS PROTECCIONES LATERALES

Realice un orificio de 6 mm (1/4") o utilice el orificio o ranura existente para acoplar el cinturón con los sujetadores incluidos.




KIT DE ANCLAJE CON RANURA EN FORMA DE T

(Se necesita el art. n.º HKA6-12 o el HKA10-14)
Utilice la arandela de resorte de onda y la tuerca con brida de perfil bajo del kit Evoflex con perno y arandela del kit de anclaje con ranura en forma de T.


INSTALACIÓN DEL EXTENSOR DE CINTURÓN EVOFLEX (OPCIONAL)

Conecte el extensor de cinturón a Evoflex. No se utiliza la arandela de resorte.

Para impedir la rotación del cinturón. (Coloque el broche hacia adentro)



Para permitir la rotación del cinturón. (Coloque el broche hacia afuera)




Aplique adhesivo líquido para fijar tornillos

MONTAJE

Conecte el extensor del cinturón con Evoflex a la silla de ruedas utilizando uno de los métodos que se muestran en Opciones de montaje (arandela de resorte opcional).




Corte hasta la longitud necesaria con una sierra. Asegúrese de que la ubicación del corte esté lo más lejos posible del orificio de montaje donde se vaya a utilizar.



AJUSTE DEL CINTURÓN

Quando el cinturón esté debidamente ajustado y apretado, debe quedar bien firme, sin ningún punto flojo, para que el usuario esté seguro. Utilice la correa de tracción para los ajustes diarios, como para tener en cuenta los cambios de ropa. Si es necesario ajustar más la longitud para conseguir que el producto encaje correctamente o hay que sacarlo para limpiarlo, esto puede hacerse en los extremos de las correas.



COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD

Quando el usuario esté correctamente sentado en la silla de ruedas, pídale que se incline hacia delante y a los lados para comprobar el ajuste del cinturón. Compruebe:

1. El funcionamiento normal de la hebilla y las correas de ajuste.
2. **Comodidad:** busque zonas de irritación.
3. **Posición:** si está demasiado alto o demasiado bajo, ajuste los puntos de fijación.
4. **Interferencia con otros aparatos:** vuelva a colocar los puntos de fijación si es necesario.
5. Compruebe los movimientos de la silla en todas las direcciones, incluidos la inclinación, el plegado y el giro. Compruebe si hay interferencias y vuelva a ubicar los puntos de montaje, según sea necesario.

