

AXIOM

G | P | S

USER INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



Table of Contents

IMPORTANT CONSUMER INFORMATION

A.	Intended Use.....	2
B.	Selecting the Proper Seating Product	2
C.	Become Familiar with this Manual	2
D.	Warnings	3
E.	Symbol Glossary	3
F.	Check Your Skin Daily.....	3
G.	General Warnings.....	4
H.	Protecting Your Cushion.....	4
I.	Obstructions.....	5
J.	Cover Orientation	5

SET-UP, ADJUSTMENT AND CARE

A.	Fitting Your Cushion and Wheelchair.....	6
B.	Maintenance.....	7
C.	Cleaning	7
D.	Reassembling Your Axiom Cushion After Cleaning.....	8

KI MOBILITY LIMITED WARRANTY	9
---	----------

Axiom-G, Axiom-P and Axiom-S

IMPORTANT CONSUMER INFORMATION

NOTICE: This manual contains instructions for use with the Ki Mobility Axiom-G, Axiom-P and Axiom-S foam cushion products. This information must be provided to the consumer of this product. Do not remove this manual before delivery to the consumer of this product.

Supplier: This manual must be given to the consumer of this product.

Consumer: Read the entire owner's manual prior to using this product and keep on-hand for future reference.

NOTICE: Check all parts for shipping damage. In case of damage, DO NOT use. Contact the supplier or Ki Mobility for further instructions.

Cushion Features



1. Foam Cushion	2. 4-Way Stretch Cover
3. Front Handle	4. Water Resistant Zipper and Zipper Pull



MAXIMUM USER WEIGHT: 350 lbs (158 kilos)

A. Intended Use

Ki Mobility Wheelchair Cushions are intended to provide postural support, pressure distribution and improved sitting tolerance.

B. Selecting the Proper Seating Product

Ki Mobility recommends that you consult with a licensed clinician (i.e. Physician or therapist) trained in wheelchair seating and positioning before selecting any seating and positioning product. This will help ensure you receive the right product for your specific needs. Axiom Seating and Positioning products should only be installed by an authorized Ki Mobility supplier.

C. Become Familiar with this Manual

Before using this cushion, you and each person who may assist you, should read this entire owner's manual and follow all instructions. Review the Warnings often, until they are second nature to you.

D. Warnings

The word "WARNING" refers to a hazard or unsafe practice that may cause severe injury or death to you or to other persons.

E. Symbol Glossary

SYMBOL	DEFINITION
	Indicates the medical device manufacturer.
	Date of manufacture (YEAR/MM/DD).
	Indicates the need for the user to consult an instruction for safety reasons such as cautions and warnings. If presented on the medical device or packaging, it indicates the need for the user to consult the instructions for safety reasons such as cautions and warnings.
	Indicates the item is a medical device.
	Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified.
	Indicates the authorized representative in the European Community.
	Indicates the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.
	Indicates the need for the user to consult the instructions for use.
	Indicates the need for the user to consult the listed website for instructions for use in an electronic format.
	Indicates a website where a user may obtain additional information about the medical product.
	Indicates a specified maximum weight limit (lbs/kg).
	Indicates a transit securement point.
	Indicates a potential pinch point.

F. Check Your Skin Daily

These Axiom Seating and Positioning products are designed to improve pressure distribution and increase sitting tolerance. Whether the cushion provided will meet your individual needs cannot be assured in advance. The integrity of your skin can be affected by many aspects of your daily life and medical condition, including the use of this product. Be sure to follow any skin care regimens established by your clinician.

Users of this product should make sure their skin is inspected daily for changes. If you see changes, discontinue the use of this product immediately and consult with your clinician. A key clinical indicator of tissue breakdown is skin redness. If your skin develops redness, discontinue the use of this product immediately and consult your clinician. Be especially careful to inspect the areas related to the bony prominences of the pelvis such as your trochanters and ischial tuberosities.



WARNING: Failure to perform proper skin inspection or continuing to use a cushion after skin changes are present can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

G. General Warnings



WARNING

WARNING: Do not use or install this cushion without first reading and understanding this manual. Please contact your authorized Ki Mobility supplier or your clinician if you are unable to understand the Warnings and Instructions. Failure to do so could result in serious injury or death.



WARNING

WARNING: The adhesive on hook and loop closures (commonly known as "Velcro") may degrade over time and reduce its ability to secure the cushion. This could cause you to fall from your wheelchair, resulting in serious injury.



WARNING

WARNING: The installation of a cushion on a wheelchair could affect the center of gravity of the wheelchair. Changes in your center of gravity may affect your stability in your wheelchair, resulting in tipping over or falling from your wheelchair which may result in serious injury. Always review the instructions for use of your wheelchair to see if changes to the wheelchair may be needed to provide sufficient stability after adding a cushion.



WARNING

WARNING: The integrity of your skin can be effected by many aspects of your daily life and medical condition, including the use of this product. Be sure to follow any skin care regimens established by your clinician. Consumers of this product should make sure their skin is inspected routinely for changes as directed by their clinician. Failure to do so could result in serious injury or death.

H. Protecting Your Cushion

Avoid prolonged exposure to adverse environmental conditions. This may include excessive exposure to sunlight and temperatures, either hot or cold. This can result in the degradation of the performance of your cushions.



WARNING

WARNING: Failure to protect your cushion may lead to changes that can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

Although your cushion has been manufactured in accordance with its labeled flammability standards, you should avoid exposing your cushion to open flames or extreme heat sources such as a burning cigarette. This may cause your cushion to ignite or emit harmful gases.



WARNING

WARNING: Failure to protect your cushion from extreme heat may cause your cushion to ignite or emit harmful gases, resulting in serious injury or death.

I. Obstructions


To ensure your cushion works effectively, avoid obstructions between your bottom and your cushion. Failure to do so will lessen the effectiveness of the product, potentially causing pressure points on the skin and body.



WARNING: Pressure points can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

J. Cover Orientation

Your cushion was designed to be sat on in a specific orientation and it must be placed properly in your wheelchair with the cover oriented correctly with the foam base. It is labeled to indicate the proper orientation.




WARNING: Failure to properly orient the cushion and cover can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

Set-Up, Adjustment and Care

A. Fitting Your Cushion and Wheelchair

1. Initial Cushion Set-Up Without User in Seated Position

- In determining the right cushion for you, ensure the dimensions are appropriate considering the width and length of your wheelchair sling or seat pan. If you are unsure, consult your authorized Ki Mobility supplier or your clinician.
- Place the cushion in the chair with the material identification tags facing the rear of the chair and the cushion handle oriented toward the front of the chair. The non-skid texture should be facing the seat sling or seat pan on your wheelchair.
- It is important that during normal use the cushion is retained in the wheelchair. It is also important that the cushion is not displaced during transfers that might cause you to slip or fall. Your cushion has hook and loop closures and a non-skid bottom to facilitate retention in a wheelchair. Ensure the cushion hook and loop closures align and mate with the wheelchair hook and loop closures. If your wheelchair sling or seat pan does not have hook and loop closures, or they do not align with the cushion, you should consult your authorized Ki Mobility supplier or your clinician to ensure the cushion is appropriate.



WARNING

WARNING: Failure to properly select a cushion that fits your wheelchair can affect your skin integrity which can result in serious injury or death.

WARNING

WARNING: Failure to properly orient the cushion and cover can affect your skin integrity which can result in serious injury or death.

WARNING

WARNING: Failure to properly select the cushion and cover that can be retained in the wheelchair can cause you to fall from your wheelchair, resulting in serious injury.

WARNING

WARNING: Avoid using the cushion on overly stretched seat sling upholstery. Stretched upholstery does not provide adequate support for the cushion and improper positioning may result. This can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

A. Fitting Your Cushion and Wheelchair (Continued)

2. Wheelchair Set-Up and Adjustment for your Cushion
 - a. Ensure hips are placed properly in the back of the wheelchair and cushion as directed by your authorized Ki Mobility supplier or your clinician.
 - b. Ensure your footrests are adjusted to the proper height, as directed by your authorized Ki Mobility supplier or your clinician.
 - c. Ensure your back support is properly positioned and adjusted for your seated posture, as directed by your authorized Ki Mobility supplier or your clinician.



WARNING: Failure to ensure that the wheelchair is properly adjusted for use with the cushion can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

B. Maintenance

Regular cleaning and maintenance may help extend the life of your cushion. You should inspect your cushion weekly. During cleaning, component inspection is recommended.

1. Check Cover for Tears and Excessive Wear
 - a. Remove cover and check for abnormalities (inside and out).
 - b. Check the foam base for breakdown or degradation.



WARNING: If you find any abnormalities, such as the foam breaking down, discontinue the use of this product immediately and consult with your authorized Ki Mobility supplier or clinician. Failure to do so can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

C. Cleaning

1. Cleaning the Cover
 - a. Remove the outer cover from the foam base and zip closed.
 - b. Machine wash in hot water and tumble dry - no heat. Do not iron. Note - Do not dry clean covers or use industrial washers and dryers to clean cover. Do not steam autoclave. Do not bleach.
 - c. To refit cover after washing, fit cover back over foam base. Ensure the back of the cover matches up to the back of the foam base. Note - If utilized in an institutional setting, write the residents name with a permanent marker on the content label of the cover. This will ensure the return of the correct cover to its matching cushion after washing.

C. Cleaning (Continued)

2. Cleaning the Foam Base


- a. Remove the outer cover from the foam base and wipe lightly with a damp cloth. Do not use soap. Do not submerge in water. Wipe off with a clean cloth.
- b. Let your cushion completely air-dry before reassembly.

Care & Use Instructions	
	Machine Wash, Hot
	Do Not Bleach
	Tumble Dry, Normal, No Heat
	Do Not Iron
	Do Not Dry Clean

D. Reassembling Your Axiom Cushion After Cleaning

1. After Proper Cleaning and Maintenance

- a. Insert the foam base into the cover with the label down and the zipper to the rear of the cushion.
- b. Close the zippers on your cushion ensuring that the zipper-pulls end up closed with the pull tucked into the zipper pocket cover. Check that the serial and regulatory tags are at the rear of the foam base.



KI MOBILITY LIMITED WARRANTY

The expected life of the product is 5 years.

A. For 24 Months

Ki Mobility warrants the cushion to be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months. This limited warranty applies to:

1. Axiom-G, Axiom-P and Axiom-S Cushion Bases

For a period of 24 months (2 years) from the date of purchase, provided normal use, should a defect in materials or workmanship occur, Ki Mobility will, at its option, repair or replace it without charge. This warranty does not apply to punctures, tears, or burns.

B. For 6 Months

Ki Mobility warrants the cushion to be free from defects in materials and workmanship for a period of 6 months. This limited warranty applies to:

1. Axiom-G, Axiom-P and Axiom-S Removable Covers

For a period of 6 months from the date of purchase, provided normal use, should a defect in materials or workmanship occur, Ki Mobility will, at its option, repair or replace it without charge. This warranty does not apply to punctures, tears or burns.

C. Limitations

1. We do not warrant:
 - a. Damage from neglect, accident, misuse, or from improper installation or repair.
 - b. Products modified without Ki Mobility's express written consent.
 - c. Damage from exceeding the weight limit.
2. This warranty is VOID if the original cushion tag is removed or altered.
3. This warranty applies in the USA only. Check with your supplier to find out if international warranties apply.
4. This warranty is not transferable and only applies to the first consumer purchase of this product through an authorized Ki Mobility supplier.

D. What We Will Do

Our sole liability is to repair or replace covered parts. This is the exclusive remedy for consequential damages.

E. What You Must Do

1. Obtain from us, while this warranty is in effect, prior approval for return or repair of covered parts.
2. Claims and repairs should be processed through the nearest authorized supplier. Except for express warranties made herein, all other warranties, including implied warranties of merchantability and warranties of fitness for a particular purpose are excluded.

F. Notice to Consumer

1. If allowed by law, this warranty is in place of any other warranty (written or oral, express or implied, including a warranty of merchantability, or fitness for a particular purpose).
2. This warranty gives you certain legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Record your lot number here for future reference:

AXIOM

G | P | S

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



Contenido

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

A.	Uso previsto	12
B.	Selección del producto de asiento adecuado	12
C.	Familiarícese con este Manual.....	12
D.	Advertencias	12
E.	Glosario de símbolos	13
F.	Revise su piel diariamente	13
G.	Advertencias generales.....	14
H.	Protección de su cojín	14
I.	Obstrucciones.....	15
J.	Orientación sobre la funda.....	15

CONFIGURACIÓN, REGULACIÓN Y CUIDADO

A.	Regulación de su cojín y silla de ruedas.....	16
B.	Manutención	17
C.	Limpieza.....	17
D.	Volver a montar su cojín Axiom después de limpiarlo	18

GARANTÍA LIMITADA DE KI MOBILITY..... 19

Axiom-G, Axiom-P y Axiom-S

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

AVISO: Este manual contiene las instrucciones de uso de los cojines de espuma poliuretánica Axiom-G, Axiom-P y Axiom-S de Ki Mobility. Esta información debe facilitarse al consumidor de este producto. No retire este manual antes de la entrega de este producto al consumidor.

Proveedor: Este manual debe entregarse al consumidor de este producto.

Consumidor: Lea el manual del propietario completo antes de usar este producto y consérvelo a mano para su consulta futura.

AVISO: Compruebe que ninguna de las piezas tenga daños por el transporte. En caso de que haya daños, NO la use. Póngase en contacto con el proveedor o con Ki Mobility para obtener más instrucciones.

Funciones del cojín



1. Cojín de espuma poliuretánica	2. Funda de stretch a cuatro vías
3. Manija delantera	4. Cierre y tirador del cierre resistentes al agua



PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 350 lb (158 kilos)

A. Uso previsto

Los cojines para sillas de ruedas de Ki Mobility están diseñados para proporcionar apoyo postural, distribución de la presión y tolerancia mejorada a la posición de sentado.

B. Selección del producto de asiento adecuado

Ki Mobility recomienda que consulte a un profesional con licencia (es decir, un médico o terapeuta) capacitado en asientos y posicionamiento de sillas de ruedas antes de seleccionar cualquier producto de asiento y posicionamiento. Esto ayudará a garantizar que reciba el producto adecuado para sus necesidades específicas. Sólo los proveedores autorizados de Ki Mobility deben instalar los productos de asiento y posicionamiento de Axiom.

C. Familiarícese con este Manual

Antes de usar este cojín, usted y toda persona que pueda ayudarle deben leer este manual completo y ajustarse a todas las instrucciones. Revise las Advertencias a menudo, hasta que sean su segunda naturaleza.

D. Advertencias

La palabra "ADVERTENCIA" se refiere a un peligro o una práctica no segura que pueden ocasionarles lesiones graves o la muerte a usted o a otras personas.

E. Glosario de símbolos

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Indica al fabricante del dispositivo médico.
	Fecha de fabricación (YEAR/MM/DD).
	Indica la necesidad de que el usuario consulte una instrucción por motivos de seguridad, tales como precauciones y advertencias. Si se presenta en el dispositivo médico o en su empaque, indica la necesidad de que el usuario consulte las indicaciones por motivos de seguridad, tales como precauciones y advertencias.
	Indica que el artículo es un dispositivo médico.
	Indica el número de serie del fabricante de modo que se pueda identificar un dispositivo médico específico.
	Indica al representante autorizado en la Comunidad Europea.
	Indica la declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las directivas de la CE aplicables.
	Indica la necesidad de que el usuario consulte las indicaciones de uso.
	Indica la necesidad de que el usuario consulte el sitio web indicado a fin de obtener instrucciones de uso en formato electrónico.
	Indica un sitio web donde los usuarios pueden obtener información adicional sobre el producto médico.
	Indica un límite máximo de peso especificado (lb/kg).
	Indica un punto de seguridad de tránsito.
	Indica un posible punto de pellizco.

F. Revise su piel diariamente

Estos productos de asiento y posicionamiento de Axiom están diseñados para mejorar la distribución de la presión y aumentar la tolerancia al estar sentados. No se puede garantizar de antemano si el cojín proporcionado satisfará sus necesidades individuales. La integridad de su piel puede verse afectada por muchos aspectos de su vida diaria y su condición médica, incluyendo el uso de este producto. Asegúrese de seguir los regímenes de cuidado de la piel establecidos por su médico.

Los consumidores de este producto deben asegurarse de que su piel sea inspeccionada a diario a fin de detectar cambios. Si ve cambios, suspenda el uso de este producto inmediatamente y consulte a su médico. Un indicador clínico clave de la descomposición del tejido es el enrojecimiento de la piel. Si su piel sufre enrojecimiento, suspenda el uso de este producto inmediatamente y consulte a su médico. Tenga especial cuidado de inspeccionar las áreas relacionadas con las prominencias óseas de la pelvis, tales como los trocánteres y las tuberosidades isquiales.



ADVERTENCIA: No hacer una inspección correcta de la piel o seguir usando un cojín después de que se presenten cambios en la piel puede afectar la integridad de su piel, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

G. Advertencias generales



¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: NO utilice ni instale este cojín sin primero leer y entender este manual. Póngase en contacto con su proveedor autorizado de Ki Mobility o con su médico si no puede entender las Advertencias e Instrucciones. De no hacerlo, podría sufrir lesiones graves o la muerte.



¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: El adhesivo de los cierres de gancho y bucle (comúnmente conocido como “Velcro”) puede degradarse con el tiempo y reducir su capacidad para fijar el cojín. Esto podría provocar que caiga de su silla de ruedas, dando como resultado lesiones graves.



¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: La instalación de un cojín en una silla de ruedas podría afectar el centro de gravedad de la silla de ruedas. Los cambios en su centro de gravedad pueden afectar la estabilidad en su silla de ruedas, lo que puede provocar que vuelque o se caiga de la silla de ruedas, lo que puede provocar lesiones graves. Siempre revise las instrucciones de uso de su silla de ruedas para saber si puede ser necesario hacerle cambios a fin de garantizar suficiente estabilidad después de añadir un cojín.



¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: La integridad de su piel puede verse afectada por muchos aspectos de su vida diaria y su trastorno médico, incluyendo el uso de este producto. Asegúrese de seguir los regímenes de cuidado de la piel establecidos por su médico. Los usuarios de este producto deben exigir que su piel sea controlada periódicamente a fin de detectar cambios según las indicaciones de su médico. De no hacerlo, podría sufrir lesiones graves o la muerte.

H. Protección de su cojín

Evite la exposición prolongada a condiciones ambientales adversas. Esto puede incluir una exposición excesiva a la luz solar y a temperaturas, ya sea frías o calientes. Esto puede dar como resultado la degradación del rendimiento de sus cojines.



¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: No proteger el cojín puede provocar cambios capaces de afectar la integridad de su piel, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

Aunque su cojín se ha fabricado de acuerdo con los estándares de inflamabilidad señalados en su etiqueta, debe evitar exponerlo a llamas abiertas o fuentes de calor extremas como un cigarrillo encendido. Esto puede hacer que el cojín se encienda o emita gases nocivos.



¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: No proteger el cojín contra el calor extremo puede ocasionar que se encienda o emita gases nocivos, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

I. Obstrucciones

Para asegurarse de que su cojín funciona eficazmente, evite las obstrucciones entre su trasero y el cojín. No hacerlo disminuirá la eficacia del producto, causando potencialmente puntos de presión en la piel y el cuerpo.




¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: Los puntos de presión pueden afectar la integridad de su piel, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

J. Orientación sobre la funda

Su cojín fue diseñado para poder sentarse en él en una orientación específica y debe colocarse correctamente en su silla de ruedas con la funda orientada correctamente respecto de la base de espuma. Está etiquetado de modo que indique la orientación adecuada.



¡ADVERTENCIA!


ADVERTENCIA: No orientar correctamente el cojín y la funda puede afectar la integridad de su piel, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

Configuración, regulación y cuidado

A. Regulación de su cojín y silla de ruedas

1. Configuración inicial del cojín sin el usuario sentado

- Para determinar el cojín adecuado para usted, asegúrese de que las dimensiones sean adecuadas teniendo en cuenta el ancho y la longitud de la eslinga o bandeja del asiento de su silla de ruedas. Si no está seguro, consulte a su proveedor autorizado de Ki Mobility o a su médico.
- Coloque el cojín en la silla con las etiquetas de identificación de los materiales orientadas hacia la parte posterior de la silla y el asa del cojín orientada hacia la parte delantera de la silla. La textura antideslizante debe estar orientada hacia la eslinga del asiento o la bandeja del asiento de su silla de ruedas.
- Es importante que el cojín se mantenga en la silla de ruedas durante el uso normal. También es importante que el cojín no se desplace durante las transferencias, lo que podría causar que se resbale o se caiga. Su cojín tiene cierres de gancho y bucle, y un fondo antideslizante para facilitar la retención en la silla de ruedas. Asegúrese de que los cierres de gancho y bucle del cojín estén alineados y coincidan con los cierres de gancho y bucle de la silla de ruedas. Si la eslinga o bandeja de asiento de su silla de ruedas no tiene cierres de gancho y bucle, o no quedan alineados con el cojín, debe consultar a su proveedor autorizado de Ki Mobility o a su médico para asegurarse de que el cojín sea adecuado.



ADVERTENCIA: No seleccionar debidamente un cojín que se ajuste a su silla de ruedas puede afectar la integridad de su piel, lo que puede dar como resultado lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA: No orientar correctamente el cojín y la funda puede afectar la integridad de su piel, lo que puede dar como resultado lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA: Si no selecciona correctamente el cojín y la funda que se pueden conservar en la silla de ruedas, puede provocar que se caiga de la silla, dando como resultado lesiones graves.



ADVERTENCIA: Evite usar el cojín en el tapizado de la eslinga estirada en exceso. El tapizado estirado no proporciona un soporte adecuado para el cojín y puede producirse un posicionamiento incorrecto. Esto puede afectar la integridad de su piel, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

A. Ajuste de su cojín y silla de ruedas (continuación)

2. Configuración y regulación de la silla de ruedas para su cojín

- Asegúrese de que las caderas estén correctamente colocadas en la parte posterior de la silla de ruedas y del cojín según las indicaciones de su proveedor autorizado de Ki Mobility o de su médico.
- Asegúrese de que sus apoyapiés estén regulados a la altura correcta, según las indicaciones de su proveedor autorizado de Ki Mobility o de su médico.
- Asegúrese de que el apoyo de su espalda esté correctamente posicionado y regulado para su postura al estar sentado, según las indicaciones de su proveedor autorizado de Ki Mobility o su médico.



ADVERTENCIA: No asegurarse de que la silla de ruedas esté debidamente regulada para usarse con el cojín puede afectar la integridad de su piel, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

B. Manutención

La limpieza y la manutención periódicas pueden ayudar a prolongar la vida útil de su cojín. Debe inspeccionar su cojín semanalmente. Durante la limpieza, se recomienda la inspección de los componentes.

- Compruebe que la funda no tenga rasgaduras o desgaste excesivo
 - Quite la funda y compruebe si hay anomalías (dentro y fuera).
 - Compruebe que la base de espuma no sufra descomposición o degradación.



ADVERTENCIA: Si encuentra alguna anomalía, como la rotura de la espuma, interrumpa de inmediato el uso de este producto y consulte con su proveedor de Ki Mobility autorizado o un médico. No hacerlo podría afectar la integridad de su piel, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

C. Limpieza

1. Limpieza de la funda

- Quite la funda exterior de la base de espuma y cierre la cremallera.
- Lávala a máquina en agua caliente y séquela en el secarropas - sin calor. No la planche. Nota - No lave en seco las fundas ni utilice lavadoras y secarropas industriales para limpiarlas. No las esterilice en autoclave de vapor. No use blanqueador.
- Para volver a colocar la funda después del lavado, ajuste la funda sobre la base de espuma. Asegúrese de que la parte posterior de la funda coincida hasta la parte posterior de la base de espuma. Nota - Si se utiliza en un entorno institucional, escriba el nombre del residente con un marcador permanente en la etiqueta de contenido de la funda. Esto garantizará el regreso de la funda correcta a su cojín correspondiente después del lavado.


C. Limpieza (Continuación)

2. Para limpiar la base de espuma
- a. Quite la funda exterior de la base de espuma y límpiela ligeramente con un paño húmedo. No use jabón. No la sumerja en agua. Límpiela pasándole un paño húmedo.
 - b. Deje que su cojín se seque completamente al aire antes de volver a montarlo.

Instrucciones de Uso y Cuidados	
	Lavado en máquina, Caliente
	No usar blanqueadores
	Secado en máquina Normal. SIN calor
	No planchar
	No lavar a seco

D. Volver a montar su cojín Axiom después de limpiarlo

1. Después de una limpieza y manutención correctas
- a. Inserte la base de espuma en la funda con la etiqueta hacia abajo y el cierre en la parte posterior del cojín.
 - b. Cierre las cremalleras del cojín cuidando que los tiradores de la cremallera terminen cerrados y metidos en la funda del bolsillo de cremallera. Compruebe que las etiquetas seriales y reglamentarias estén en la parte posterior de la base de espuma.



GARANTÍA LIMITADA DE KI MOBILITY

La vida esperada del producto es de 5 años.

A. Durante 24 meses

Ki Mobility garantiza que el cojín estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de 24 meses. Esta garantía limitada se aplica a:

1. Las bases de los cojines Axiom-G, Axiom-P y Axiom-S

Durante un período de 24 meses (2 años) a partir de la fecha de compra, siempre que se utilice normalmente, en caso de que se produzca un defecto en los materiales o la mano de obra, Ki Mobility, a su elección, lo reparará o reemplazará sin cargo alguno. Esta garantía no se aplica a perforaciones, rasgaduras o quemaduras.

B. Durante 6 meses

Ki Mobility garantiza que el cojín estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de 6 meses. Esta garantía limitada se aplica a:

1. Las fundas extraíbles de Axiom-G, Axiom-P y Axiom-S

Durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra, siempre que se utilice normalmente, en caso de que se produzca un defecto en los materiales o la mano de obra, Ki Mobility, a su elección, la reparará o reemplazará sin cargo alguno. Esta garantía no se aplica a perforaciones, rasgaduras o quemaduras.

C. Limitaciones

1. No garantizamos:
 - a. Daños resultantes de negligencia, mal uso o instalación o reparación inadecuadas.
 - b. Productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito de Ki Mobility.
 - c. Daños por superar el límite de peso.
2. Esta garantía es NULA si se quita o altera la etiqueta original del cojín.
3. Esta garantía es válida sólo en los EE. UU. Infórmese con su proveedor si tienen garantías de alcance internacional.
4. Esta garantía no es transferible y solo se aplica a la primera compra de este producto por parte del consumidor a través de un proveedor autorizado de Ki Mobility.

D. Lo que haremos

Nuestra única responsabilidad es reparar o reemplazar las piezas cubiertas. Ésta es la reparación exclusiva para los daños consecuentes.

E. Qué debe hacer

1. Obtener de nosotros, mientras esta garantía esté en vigor, aprobación previa para la devolución o reparación de las piezas cubiertas.
2. Las reclamaciones y reparaciones deben procesarse a través del proveedor autorizado más cercano. Excepto por las garantías explícitas hechas aquí, quedan excluidas todas las demás garantías, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un objetivo determinado.

F. Aviso al consumidor

1. Si lo permite la ley, esta garantía ocupa el lugar de cualquier otra garantía (por escrito o verbal, explícita o implícita, lo que incluye una garantía de comerciabilidad o de idoneidad para un objetivo determinado).
2. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales. Es posible que tenga también otros derechos que varían dependiendo del lugar de residencia.

Registre su número de lote aquí para consultas futuras:



 Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



www.kimobility.com



DCN0670.1