
HOGGI[®]




SHARKY **Manual usuario**

es

1	Identificación del modelo y configuración básica	
1.1	Identificación del modelo	3
1.2	Configuración básica	3
1.3	Condiciones ambientales	3
2	Información común	
2.1	Prefacio	4
2.2	Aplicación	4
2.3	Declaración de conformidad	4
2.4	Condiciones de garantía	4
2.5	Servicio y reparaciones	4
2.6	Deber de informar casos graves	4
2.7	Seguridad del producto/retirada del producto	4
2.8	Lista de accesorios	5
3	Instrucciones de seguridad	
3.1	Significado de los símbolos	5
3.2	Instrucciones de seguridad comunes	5
4	Entrega y preparación para el uso	
4.1	Entrega y preparación para el uso	9-11
5	Accesorios	
5.1	Empuñadura	11
5.2	Sistema de reposapiés	12
5.3	Reposacabezas	14
5.4	Controles laterales ajustables	15
5.5	Arnés de pecho y hombros	16
5.6	Cinturón	17
5.7	Cinturón de retracción pélvica	19
5.8	Reposabrazos con almohadillas de PU	19
5.9	Soporte ventral de la parte superior del cuerpo	20
5.10	Taco abductor	21
5.11	Soporte de pantorrillas	21
5.12	Fijación de tobillos	22
5.13	Cubeta	22
5.14	Deflector anti-salpicaduras	23
5.15	Almohadilla PU de cierre posterior apertura para el asiento	23
5.16	Base para bañera	23
5.17	Adaptador inodoro	24
5.18	Acolchados laterales de cadera para asiento	26
5.19	Bloqueo de ruedas	26
6	Transporte y almacenamiento	
6.1	Transporte y almacenamiento	26
7	Mantenimiento / servicio y reparaciones / vida útil	
7.1	Mantenimiento/Servicio y Reparación	28
7.2	Vida útil	28
8	Especificaciones	
	Todas las especificaciones y notas sobre aditamentos y accesorios	29
9	Almacenamiento	30
10	Reciclaje y eliminación	30

1.1 Identificación del modelo

La etiqueta está adherida al tubo transversal de la base trasera o en el lado interior derecho del chasis de la base.

	Código color
	Número ítem
	Talla / Modelo
	Número serie
	Etiqueta CE
	Clasificación / Nombre producto
	Fecha fabricación
	Carga máxima
	Fabricante
	Lugar de fabricación
	Año de fabricación
	Código UDI

12 Configuración básica:

Base:

- compactamente plegable
- inodoro regulable en altura, transitable altura 43-53 cm
- inclinación (ángulo del asiento) -10° hasta 45°

Unidad de asiento:

- extraíble de la base (liberación rápida)
- almohadillas de PU en el respaldo, el asiento y los soportes de la cadera.
- abertura higiénica que se puede cerrar
- ángulo de respaldo ajustable, plegable y extraíble
- ancho del asiento 24, 27, 30 cm
- profundidad del asiento 27-36 cm
- altura del respaldo 42 cm
- ángulo de espalda 72-120°

13 Condiciones ambientales:

Los factores ambientales como la temperatura y la humedad pueden dañar a SHARKY.

El fabricante recomienda no condensar el SHARKY a temperaturas superiores a +40°C.

Precaución: La exposición prolongada al sol puede hacer que partes de la silla de ruedas se calienten. ¡Por favor pon atención!

2 Información común

2.1 Prefacio

Gracias por elegir la silla para inodoro SHARKY. Hemos diseñado este producto de alta calidad para que su vida más segura y fácil, y hemos incluido este manual para ayudarlo a usarlo y cuidarlo. Lea las siguientes instrucciones para asegurarse de usar este producto como se recomienda. Si tiene más preguntas o si tiene algún problema, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Esperamos que SHARKY cumpla con sus expectativas. Nos reservamos modificaciones técnicas respecto al modelo especificado en este manual. Antes de usar la silla de ruedas por primera vez, este manual debe ser leído y entendido por el paciente y el personal de apoyo para garantizar un manejo seguro con la silla para el baño.

2.2 Aplicación

La silla para baño SHARKY para niños se utiliza para uso interior y diario en zonas húmedas. Es utilizado por niños y jóvenes con déficit en la sedestación y en el proceso de levantarse, para uso individual en el cuidado/higiene diario o en el control de esfínteres. Varias bases garantizan numerosos usos posibles, como el uso como silla de inodoro, asiento de inodoro, inserto de bañera u opciones de posicionamiento móvil para la higiene personal diaria.

Es posible que se requiera asistencia debido a:

- Parálisis (paraplejía/tetraplejía o paresia)
- Pérdida de extremidades (dismelia/amputación de miembros inferiores)
- Parálisis cerebral infantil/espástica
- Espina bífida
- Trastornos musculares y nerviosos
- Osteogénesis imperfecta
- Poliomielitis
- No hay contraindicaciones conocidas cuando se usa según las indicaciones

SHARKY se puede utilizar para otros servicios.

Para un servicio posterior, el producto debe limpiarse y desinfectarse de manera eficiente. Posteriormente, un técnico autorizado debe comprobar el estado, el desgaste y los daños del producto. Todas las piezas dañadas e inapropiadas deben cambiarse. Algunos componentes se pueden volver a utilizar, como pueden ser ruedas traseras o empuñaduras. Consulte también el manual de servicio para obtener información detallada.

2.3 Declaración de conformidad

HOGGI GmbH como fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que el cochecito de rehabilitación para niños y adolescentes SHARKY cumple con los requisitos generales de seguridad y rendimiento del Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. Se han aplicado las Normas Europeas Armonizadas. Aplicable se han aplicado normas armonizadas. SHARKY cumple los requisitos de ISO 7176-8, DIN EN ISO 12182, DIN EN ISO 12183, ISO 8191-1 e ISO 8191-2.

2.4 Condiciones de garantía

La garantía se aplica solo cuando el producto se utiliza de acuerdo con las condiciones especificadas y para los fines previstos, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante. El fabricante no es responsable de los daños causados por componentes y repuestos no aprobados por el fabricante. Consulte también el apartado 8 de los términos y condiciones en: www.hoggi.de

2.5 Servicio y reparaciones

El servicio y las reparaciones en SHARKY solo pueden ser realizados por distribuidores especializados. Si tiene algún problema, póngase en contacto con su distribuidor local. Para reparaciones, solo recibirá repuestos originales allí.

2.6 Deber de informar casos graves

Todas las incidencias graves que se hayan producido en relación con el producto deberán ser comunicadas al fabricante, al comercio especializado y a la autoridad responsable.

2.7 Seguridad del producto/retirada del producto

Puede obtener información nueva sobre la seguridad de los productos y la retirada de productos de los minoristas especializados o directamente del fabricante en www.hoggi.de

2.8 Lista de accesorios

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| - Unidad de manija de empuje | - Arnés de pecho-hombro | - Mesa de terapia |
| - Sistema de reposapiés | - Cinturón de regazo | - Taco abductor |
| - Reposacabezas | - Cinturón de retracción pélvica | - Soporte para pantorrillas |
| - Almohadillas laterales de PU | - Reposabrazos | - Tobilleras |
| - Protector contra salpicaduras | - Almohadilla de relleno de asiento para apertura higiénica | - Base de baño |
| - Adaptador de inodoro | - Almohadillas de soporte de PU-cadera | |



Para la preparación, reparación y servicio, se requieren las siguientes herramientas:

Llave Allen, tamaño: 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm

Llave de vaso, tamaño: 10 mm, 13 mm, 19 mm y 24 mm

3 Instrucciones de seguridad

3.1 Significado de los símbolos



¡Precaución!

Advertencia de posible peligro de accidente y lesiones. Advertencia de posibles daños técnicos.



¡Información!

Sobre el uso del producto.



¡Información!

Para personal de servicio.



¡Atención!

¡Lea el manual antes de usar el producto!

3.2 Instrucciones de seguridad comunes



¡Lea el manual completamente antes de usar el producto! Familiarícese con el manejo y las funciones de la silla antes de usarla y practique el manejo. Usted es responsable de la seguridad de su hijo. La seguridad de su hijo podría verse afectada si no sigue las instrucciones de este manual. Sin embargo, no todas las circunstancias posibles y situaciones impredecibles pueden ser cubiertas por este manual. La razón, el cuidado y la circunspección no son características del producto, se requieren de las personas que usan la silla de ruedas o la atienden. La persona que utiliza la silla y sus accesorios debe comprender todas las instrucciones. Debe explicarse a todas las demás personas que utilicen la silla y sus accesorios. Si las instrucciones no son claras y se necesitan más explicaciones, o si tiene más preguntas, comuníquese con su distribuidor de HOGGI.



Ate a tu hijo en todo momento, cuando esté en la silla de baño.



HOGGI señala que cualquier uso fuera del común puede ser peligroso. La silla de baño no es adecuada para trotar, correr, patinar o actividades similares. Además, la silla puede corroerse más rápidamente cuando se usa en piscinas. Las ruedas delanteras giratorias tienden a tambalearse a mayor velocidad, lo que puede provocar una parada repentina y el vuelco de la silla para inodoro. Use la silla para ir al baño solo a la velocidad normal de caminata. Bajo ninguna circunstancia deje el manillar mientras empuja.



El producto solo debe usarse en terrenos firmes y nivelados.



Utilice su silla de ruedas para ir al baño según lo previsto por el fabricante. Por ejemplo, no conduzca hacia obstáculos (escalones).



Preste más atención a subir y bajar pendientes.
Se debe prestar especial atención a que el niño se caiga, la silla de baño se vuelque o ruede.



La silla de ruedas para inodoro debe levantarse solo tocando las partes más apretadas del chasis.



La silla de baño solo debe estacionarse en superficies horizontales y niveladas. Si tiene que estacionar en una pendiente, coloque la silla cuesta arriba con los frenos activados y asegúrese de que el asiento esté en posición vertical. Existe el riesgo de que la silla se vuelque hacia atrás si el asiento está en la posición reclinada.



Antes de dejar la silla y antes de entrar y salir de ella, active siempre los bloqueos de las ruedas.



Asegúrese de que su hijo no se incline demasiado hacia fuera de la silla para ir al baño al agarrar objetos (que estén delante, a los lados o detrás de la silla para ir al baño), ya que el cambio en el centro de gravedad provoca una inclinación o hay un riesgo de vuelco.



Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Los envases de plástico presentan peligro de asfixia.



Nunca deje a su hijo desatendido en la silla, incluso cuando esté atado y con los frenos puestos.



Ambos bloqueos plegables deben estar activados antes de su uso.



La estabilidad estática es $>10,5^\circ$ de inclinación.
Colocar bolsas pesadas u otro peso en las barras de empuje puede afectar negativamente la estabilidad.



Al ajustar la inclinación del respaldo, el asiento y el ángulo de las rodillas con el niño en el asiento, preste especial atención al peligro de atrapar al niño al estirar los brazos o las piernas hacia las piezas móviles.



No utilice el reposapiés para subir y bajar de la silla de ruedas.



La silla de ruedas del inodoro solo está aprobada para ser utilizada por un usuario.



Eliminación de residuos: pueden reciclarse piezas de metal, aluminio y plástico del material de embalaje. El reciclaje debe operarse de acuerdo con los términos nacionales y legales. Pregunte en la administración de la ciudad/comunidad por empresas locales de eliminación de residuos.



Cargue el soporte ventral superior del cuerpo con un máximo de 5 kg.



Cuando se almacena en estado plegado, ninguna carga puede actuar sobre el chasis.



Carga máxima SHARKY: 60 kg.



Los accesorios y complementos reducen la carga máxima proporcionalmente.



Los extremos de las correas que sobresalgan de las piezas accesorias podrían atascarse en el mecanismo de ajuste del ángulo del asiento y evitar que se enganchen los pernos de bloqueo.
El asiento podría entonces ajustar el ángulo del asiento durante el uso.
Por este motivo, acorte los extremos del cinturón de los accesorios para que ya no puedan entrar en el mecanismo de ajuste del ángulo del asiento. Después de colocar la unidad de asiento, compruebe con un tirón en el asiento si los pernos de bloqueo están enganchados.



Lea el manual y el material informativo a las personas con discapacidades visuales, o utilice ayudas eléctricas. Descargue o lea todos los documentos de SHARKY en nuestro sitio web www.hoggi.de. Además, los videos de productos y las galerías de fotos de productos están disponibles en línea.



Cada vez que cambie alguna configuración en la silla, asegúrese de apretar firmemente los tornillos que se hayan aflojado.



Comprobar el estado del producto si el embalaje está dañado.



Cuidado con las temperaturas extremas. La silla de baño puede calentarse mucho debido a la luz solar directa, sobre un radiador o en la sauna.

En caso de frío extremo existe el riesgo de hipotermia. Para personas con piel insensible (no perciben ningún aumento de temperatura) y/o con daños en la piel, se debe tener cuidado de que las partes metálicas no alcancen una temperatura demasiado alta.

En estos casos es imprescindible llevar ropa adecuada para proteger la piel.



Sharky siempre debe bloquearse frenando las 4 ruedas para evitar que se desplace sin querer.



Utilice únicamente accesorios y repuestos que hayan sido aprobados por HOGGI, de lo contrario pondrá en peligro la seguridad del niño.



Los ajustes y configuraciones en el producto o los accesorios solo pueden ser realizados por personas que hayan recibido las instrucciones adecuadas de un asesor de dispositivos médicos.



4 Entrega y preparación para el uso

SHARKY se suministrará completamente montado.
Entrega a bordo: aprox. 880 mm (largo) x 700 mm (ancho) x 400 - 450 (alto).

Por favor, compruebe el estado del producto si el embalaje presenta daños. Retire el embalaje de transporte con cuidado.



El paquete original contiene las siguientes partes:

- base plegada (ver ilustración)
- asiento y respaldo plegados
- accesorios adicionales según pedido (estos deben ser montados en la silla de ruedas por un distribuidor autorizado)
- instrucciones y lista de herramientas requeridas



Para desplegar por favor proceda de la siguiente manera:

- Mueva el posicionador retráctil en el lado derecho de la base del chasis.



- Gire el posicionador retráctil 90° para bloquearlo.



- La ilustración muestra el posicionador retráctil bloqueado a la derecha.



- Mueva el posicionador retráctil en el lado izquierdo de la base del chasis.



- Asegure la base del chasis con la mano izquierda y, al mismo tiempo, mueva la base del chasis hacia arriba en la barra trasera con la mano derecha.
- Cuando ambos deslizadores se hayan movido unos centímetros hacia adelante, se puede liberar el bloqueo del posicionador retráctil derecho.
- El proceso de plegado ahora puede continuar.



- Asegúrese de que ambos posicionadores retráctiles encajen audiblemente en su lugar.



Ajuste de altura:

- Tire de ambas manijas de trinquete hacia adelante al mismo tiempo y mueva el SHARKY a la posición de altura deseada.



Asegúrese de que ningún niño esté sentado en el SHARKY cuando se ajuste la altura.




Para insertar la unidad de asiento, proceda de la siguiente manera:

- Tire de la cuerda de liberación (como se muestra) y mueva el respaldo hacia arriba.
- Enganche ambos pernos de forma audible en la posición de ángulo trasera deseada.



- Coloque el asiento en el chasis desde arriba como se muestra.
- Asegúrese de colocar primero las ranuras de guía traseras (A) de la unidad del asiento en los dos ejes de bloqueo traseros (B) de la base.



A = ranuras de guía de la unidad de asiento

B = Ejes de bloqueo de la base



- Coloque la unidad de asiento en los ejes de bloqueo delanteros y finalmente deje que encaje en su lugar.



5 Accesorios

5.1 Empuñaduras

- Retire el panel posterior como se muestra.



- Coloque la barra de empuje en la parte trasera del chasis como se muestra e inserte los cuatro tornillos de cabeza cilíndrica M6x16 provistos.



- Asegure la unión roscada con las arandelas suministradas y las tuercas autoblocantes.



5.2 Montaje del sistema de reposapiés

Para colocar (y también quitar) el reposapiés, no se puede preajustar el ángulo de rodilla más pequeño (consulte la marca X).



¡Para evitar caídas, lesiones o vuelcos, el reposapiés no debe cargarse con más de 28 kg!




Además, recomendamos colocar el asiento con una inclinación de 45° como se muestra.



- Guíe el sistema de reposapiés con ambas aberturas en ambas ranuras en la parte inferior del asiento al mismo tiempo.



- Asegúrese de que las aberturas estén enganchadas detrás de los ejes de bloqueo del chasis del asiento.



- Gire el reposapiés hacia adelante hasta que los chasquidos encajen audiblemente.



Ajuste del ángulo de la rodilla

El ángulo de la rodilla se puede ajustar entre 78° y 138° usando un perno de bloqueo debajo del borde delantero de la placa del asiento.



- Tire de la cuerda de liberación con una mano del perno de bloqueo y mueva el sistema de ángulo de rodilla con la otra mano a la posición angular deseada.



- Enganche ambos pernos de forma audible en la posición de ángulo trasera deseada.



Extracción del sistema de reposapiés

Para quitar (y también colocar) el reposapiés, no se puede preajustar el ángulo de rodilla más pequeño (consulte la marca X).

Además, recomendamos colocar el asiento en una inclinación de 45° como se muestra.



- Use sus dedos índices para tirar de ambas cabezas de los posicionadores retráctiles hacia adelante.
- Asegúrese de asegurar el sistema de reposapiés a las barras.



- Mueva el sistema de reposapiés hacia atrás para que ambas aberturas se liberen de las ranuras de montaje.
- Quite el sistema de reposapiés.



5.3 Reposacabezas

- Abra la palanca de sujeción e inserte el reposacabezas en el soporte del reposacabezas desde arriba como se muestra.



- Seleccione la altura deseada del reposacabezas y bloquee la palanca de sujeción.



- Abra la palanca de sujeción como se muestra y seleccione la posición angular deseada del reposacabezas.
- Cierre la palanca de sujeción



5.4 Soportes de tronco

La ilustración muestra la abrazadera en el chasis trasero para montar el soporte del maletero.



- Atornille el soporte del tronco a la abrazadera en la parte trasera del chasis como se muestra.
- Para ajustar la altura del soporte del tronco, afloje la conexión del tornillo como se muestra y mueva el soporte del soporte del tronco a la posición de altura deseada.
- Vuelva a apretar firmemente la unión roscada.



- Afloje la unión roscada como se muestra para ajustar el ancho deseado.
- Vuelva a apretar firmemente la unión roscada.



- Afloje la conexión de tornillo como se muestra para establecer el ángulo deseado.
- Vuelva a apretar firmemente la unión roscada.



Girando el soporte del tronco hacia afuera:

- Tire del pestillo hacia arriba para liberar el bloqueo.



- Mueva los soportes del tronco hacia atrás.



5.5 Arnés de pecho-hombro

La ilustración muestra el arnés de pecho-hombro.



- Guíe la correa a través del ojal en el área trasera desde el frente como se muestra.



- Guíe la correa a través de la hebilla de barra como se muestra.



- Guíe la correa detrás de la cruceta del chasis del respaldo como se muestra.



- Guíe la correa hacia atrás a través de la hebilla de la barra como se muestra.



- Guíe la correa hacia atrás a través de la hebilla de barra y del ojal en la parte posterior, como se muestra.
- Luego haga lo mismo en el otro lado.



- Para colocar los cinturones inferiores, proceda como se describe en “5.6 cinturón de seguridad”.

Apertura del arnés de pecho-hombro:

- Abra los corchetes en los hombros y/o en el área pélvica.



5.6 Cinturón

- Guíe el extremo de la correa a través de la hebilla de barra como se muestra.



- Guíe el extremo de la correa a través del ojal en la base de la espalda como se muestra.



- Guíe el extremo de la correa hacia atrás a través de la hebilla de barra como se muestra.



- Guíe el extremo de la correa hacia atrás a través de la hebilla de barra como se muestra.



- Proceda en consecuencia en el otro lado.

Moviendo la hebilla se puede ajustar la longitud de la correa.



- El cinturón de regazo se abre presionando el botón de liberación negro.

El cinturón de regazo se puede volver a apretar en la hebilla del cinturón tirando del extremo del cinturón (ajuste preciso).



5.7 Cinturón de retracción pélvica

La ilustración muestra el cinturón de retracción pélvico.



- Para ensamblar, atornille el cinturón de retracción pélvica como se muestra en la rosca de la base trasera.
- Luego haz lo mismo en el otro lado.



- Para ajustar la profundidad de la correa, afloje la conexión roscada como se muestra y seleccione la posición deseada.



- Ahora se puede tensar la correa dentada tirando de ella hacia afuera. Los dientes encajan posición a posición en las hebillas.
- Para soltar el cinturón, se debe desbloquear la hebilla y sacar la correa dentada.



5.8 Reposabrazos

La ilustración muestra el reposabrazos extraíble y regulable en altura.



- Presione el botón de liberación como se muestra y seleccione la altura deseada del reposabrazos.



- Asegúrate de que esté bloqueado de forma segura.




El reposabrazos también se puede quitar.




5.9 Soporte ventral de la parte superior del cuerpo

- La ilustración muestra el soporte ventral para la parte superior del cuerpo.



- Coloque el soporte ventral de la parte superior del cuerpo con la construcción del chasis en los soportes debajo de las almohadillas del reposabrazos.



- Asegúrate de que esté bloqueado de forma segura.



5.10 Taco abductor


Insertar:

- Coloque el taco abductor como se muestra.
- Gire la cuña de abducción hacia arriba y presiónela en el anclaje.



Quitar:

- Active el gancho de bloqueo y tire del taco abductor hacia delante.



5.11 Soporte de pantorrillas

La ilustración muestra la correa de la pantorrilla.



- Abra los tornillos de mariposa a ambos lados de los cojinetes del reposapiés.
- Saque el reposapiés hacia abajo.



- Inserte la correa de la pantorrilla como se muestra y colóquela a la altura deseada.
- Vuelva a instalar el reposapiés a la altura deseada y cierre los tornillos de mariposa en ambos lados de los cojinetes del reposapiés.



5.12 Tobilleros

La ilustración muestra un protector de tobillo.

Para montar el protector de tobillo, proceda como se describe en “5.6 Cinturón de regazo”.



5.13 Cubeta

Inserte:

- Coloque la cubeta del inodoro en los rieles guía desde atrás.
- Asegúrese de que esté bien cerrado.



Quite:

- Saque la cubeta del inodoro de los rieles de guía desde la parte trasera.



La ilustración muestra los rieles de guía. Vista inferior.



5.14 Deflector anti-salpicaduras

La ilustración muestra el protector contra salpicaduras.

- Coloque el protector contra salpicaduras como se muestra antes de usarlo.
- Retire el protector contra salpicaduras después de su uso.



5.15 Almohadilla de relleno de asiento de PU para abertura higiénica

El asiento se puede convertir en un asiento cerrado con la funda adecuada. La cubierta de PU se inserta con precisión en el hueco.



- El inserto higiénico se puede quitar fácilmente tirando de él hacia atrás y también se puede volver a colocar.

El inserto higiénico se puede quitar fácilmente tirando de él hacia atrás y también se puede volver a colocar.



La ilustración muestra la abertura higiénica sin la almohadilla de relleno.



5.16 Base para bañera

La base de bañera SHARKY es apta para su uso en todas las bañeras convencionales y funciona con el uso de la unidad de asiento adjunta.

¡Antes de cada uso, es imprescindible comprobar si la estructura inferior de la bañera está dañada!



- Antes de insertar la unidad de asiento, asegúrese de que las ventosas hagan contacto uniforme en todas partes alrededor de una superficie limpia y nivelada.
- A continuación, presione firmemente la subestructura de la bañera y compruebe si está bien sujeta.



- Ahora se puede poner la unidad de asiento. En una posición ligeramente inclinada, las ranuras de guía traseras se colocan primero en los ejes de retención del soporte.



- A continuación, se puede bajar la unidad de asiento sobre los ejes de tope delanteros hasta que las palancas de liberación rojas encajen de forma audible.

Dependiendo de las necesidades individuales del niño, debe asegurarse con correas adecuadas para evitar que se caiga.



- Para volver a sacar la estructura inferior de la bañera, se debe tirar sobre las pestañas correspondientes.

Si la tracción no se realiza a través de las orejetas, sino a través de la propia base, se pueden dañar las ventosas.



5.17 Adaptador inodoro

- El adaptador de inodoro SHARKY es adecuado para usar en todos los inodoros convencionales y funciona con el uso de la unidad de asiento que lo acompaña.

Antes de cada uso, el adaptador de inodoro debe revisarse en busca de daños.



- La placa adaptadora debe instalarse primero en las posiciones adecuadas en el inodoro.
- Las uniones roscadas deben apretarse firmemente aquí para garantizar una sujeción segura.



- El chasis adaptador se enchufa en el soporte por la parte delantera.



- Asegúrese de que los resortes del trípode encajen audiblemente en ambos lados. Esto asegura que el adaptador de inodoro esté firmemente conectado.



- Los pies de escape deben apoyarse en el centro de la cerámica del inodoro. Dependiendo de la forma del inodoro, los pies deben montarse en una posición de orificio diferente.



- Ahora se puede poner la unidad de asiento. En una posición ligeramente inclinada, las ranuras de guía traseras se colocan primero en los ejes de retención del soporte.



- Luego, la unidad del asiento se puede bajar sobre los ejes de retención delanteros para permitir que las palancas rojas de liberación se enganchen audiblemente.

Dependiendo de las necesidades individuales del niño, debe asegurarse con correas adecuadas para evitar que se caiga.



5.18 Acolchados laterales de cadera para asiento

La ilustración muestra almohadillas de PU laterales.



5.19 Bloqueo de ruedas

SHARKY está equipado con 4 ruedas, cada una de las cuales está equipada con un tope total que incluye bloqueo direccional. Estos evitan la rotación/torsión involuntaria de las ruedas. Para bloquear el freno, presione la palanca del freno hacia abajo con la punta del pie como se muestra. Esta función se puede garantizar independientemente de la posición de la rueda respectiva se puede garantizar.



Para desbloquear el bloqueo de la rueda, empuje la paleta de bloqueo hacia arriba con la punta del pie.



6 Transporte y almacenamiento

6.1 Transporte y almacenamiento

SHARKY se puede transportar o almacenar con o sin asiento, con o sin reposapiés colgador.



El tamaño de embalaje más pequeño se puede lograr con el asiento y la plataforma del reposapiés desmontados.

7 Mantenimiento/ Servicio y Reparaciones y vida útil

7.1 Mantenimiento/ Servicio y Reparación

Su SHARKY tiene aprobación CE. El fabricante garantiza por la presente que este producto médico en su conjunto cumple con los requisitos básicos de seguridad y rendimiento de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento y el Consejo de la UE. Se debe comprobar que la silla funcione correctamente antes de cada uso. Los elementos enumerados en la siguiente tabla deben ser verificados por el usuario en los intervalos indicados.

Comprobar	diraria- mente	semanal- mente	mensual -mente
Prueba de funcionamiento del freno	X		
Prueba de las uniones roscadas		X	
Presión de aire (indicada en la pared lateral del neumático)		X	
Inspección visual de piezas de desgaste como ruedas y cojinete			X
Contaminación en rodamientos			X
Liberación rápida (ruedas traseras)	X		
Compruebe la firmeza del reposapiés		X	
Prueba de funcionamiento del mecanismo de inclinación			X
Prueba de ajuste del ángulo trasero			X

Si algún defecto se vuelve evidente, comuníquese con su distribuidor HOGGI autorizado para eliminarlo. También le recomendamos que haga revisar su SHARKY por su distribuidor autorizado cada doce meses.



Instrucciones de limpieza y mantenimiento

- Limpie todos los componentes del chasis y las piezas de plástico utilizando únicamente detergentes suaves.
- Los acolchados se pueden lavar a 40 °C. Si los lava en una lavadora, póngalos en una bolsa de lino o una funda de almohada. Use desinfectantes que estén comúnmente disponibles en el hogar.
- En la mayoría de los casos, basta con pasar un paño húmedo.
- No utilice su SHARKY en agua salada.
- Evitar que la arena u otras partículas dañen los rodamientos de las ruedas.
- Si su SHARKY se moja, séquelo con una toalla lo antes posible.
- Las partículas de cabello y suciedad generalmente se acumulan entre la rueda giratoria y la horquilla. Esto puede impedir que las ruedas giratorias giren suavemente. Retire la rueda y limpie a fondo la horquilla y la rueda con un detergente suave.
- Las ruedas traseras cuentan con un sistema de liberación rápida. Para mantener este sistema en funcionamiento, asegúrese de que no se adhiera suciedad al eje de liberación rápida ni a la caja del eje.
- El eje de liberación rápida también debe lubricarse ligeramente con regularidad con aceite de máquina de coser sin resina.
- Las conexiones roscadas deben comprobarse con frecuencia, en particular al empezar a utilizar la silla de ruedas y después de cualquier ajuste. Si una conexión de tornillo se afloja repetidamente, consulte a su distribuidor.

7.2 Ciclo de vida de SHARKY:

El ciclo de vida esperado de SHARKY asciende a 5 años, dependiendo de la intensidad de uso y mantenimiento. Recomendamos una revisión anual por parte de su distribuidor autorizado. En caso de cualquier desperfecto o desperfecto, se debe entregar la silla al establecimiento de suministros sanitarios o a su distribuidor autorizado.

8 Especificaciones

	Talla 1	Talla 2
Ancho del asiento	24/27/30 cm	29/32/35 cm
Profundidad del asiento	27 - 36 cm	31 - 40 cm
Altura del respaldo	45 cm	55 cm
Altura máxima del inodoro transitable	53 cm	53 cm
Ángulo del asiento	-10° bis +45°	-10° bis +45°
Ángulo del respaldo	72° - 120°	72° - 120°
Ángulo del reposapiés	80° - 100°	80° - 100°
Altura del reposabrazos	14,5 - 20,5 cm	14,5 - 20,5 cm
Diámetro de la rueda	75 mm, 100 mm	75 mm, 100 mm
Radio de giro mín.	380 mm	380 mm
Zona de giro entre dos paredes	926 mm	926 mm
Capacidad de carga**	60 kg	60 kg
Peso (asiento)	9 kg	10 kg

**¡ATENCIÓN!**

* Los accesorios y las piezas de montaje reducen la capacidad de carga restante del vehículo.

**¡ATENCIÓN!**

** El peso se refiere a un SHARKY en configuración básica.

9 Almacenamiento



SHARKY se puede transportar y/o almacenar plegado.

Sin embargo, es posible desmontar la silla de baño en unos cuantos paquetes más pequeños con unos sencillos pasos.

El tamaño de paquete más pequeño se puede lograr con el asiento y el sistema de ángulo de rodilla retirados.



¡Instrucciones de cuidado!
Limpie SHARKY a fondo antes de guardarlo.
Asegúrese de seguir las instrucciones de cuidado en la página 28.

10 Reciclaje y eliminación

SHARKY está hecho de materiales reciclables.

El embalaje del producto, así como todas las piezas de metal, aluminio y plástico, pueden reciclarse.

La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones legales nacionales correspondientes. Pregunte a la ciudad o a la administración municipal por una empresa local de eliminación de residuos.

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 • 56235 Ransbach-Baumbach • Deutschland
Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99
E-mail: info@hoggi.de • www.hoggi.de