

## Parapion



**\* LA FOTO NO CORRESPON AL PRODUCTE**

- **1 unitat**
- **Talla 2**
- **Color blau fosc**
- **Valoració: 2 (bona)**

El bipedestador Parapion s'utilitza per poder verticalitzar al pacient en posició estàtica. Durant aquest procés el sentit de l'equilibri del pacient, els òrgans interns i el sistema de circulació sanguínia poden adaptar-se a les noves condicions.

Gràcies a aquest bipedestador el pacient és capaç de realitzar activitats quotidianes o professionals. Un conjunt de corretges i suports han estat dissenyats per a la seguretat i comoditat del pacient.

El bipedestador està equipat amb rodes que permeten el transport del pacient d'una habitació a una altra en posició vertical.

## Mesures

QUADRE DE MESURES ( longitud en cm i pes en kg)

**\* Mesura clau: Alçada de pit**

*(La mesura clau és una referència d'aproximació, és necessari comparar totes les altres)*

	TALLA 2
AMPLE TOTAL	56
LONGITUD TOTAL	87
ALTURA TOTAL	92
AMPLADA DE PELVIS (MAX)	31
CIRCUMFERÈNCIA PÈLVICA	80-102
AMPLE DE PIT	31
PERÍMETRE DE PIT	80-102
ALTURA EIX ARTICULACIÓ PELVIS	80-104
* ALÇADA DE PIT	92-126
CARGA MÀXIMA	55 KG
PES	21,5 KG

## Preu