

Posicionador pélvico Tim



El posicionador pélvico se sitúa por delante y ayuda a colocar y ajustar la pelvis.

Medidas

Ancho x alto

Talla 1: 16×10 cm

Talla 2: 20×10 cm

Talla 3: 25×14 cm

Modelos y tallas

- SC4801004 Posicionador pélvico (para uso con Soporte pélvico detrás o Soporte combinado) - talla 1
- SC4802004 Posicionador pélvico (para uso con Soporte pélvico detrás o Soporte combinado) - talla 2
- SC4803004 Posicionador pélvico (para uso con Soporte pélvico detrás o Soporte combinado) - talla 3