

Triciclos Rifton

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD



***LA FOTO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO**

- **Valoración 1 = nuevo**
- **Rosa**
- **Talla mediana**
- **Asiento grande**
- **Manillar cerrado**
- **Sistema soporte tronco**

Gracias a los triciclos de Rifton se consigue mejorar la fuerza en las piernas, el equilibrio, la resistencia entre otros aspectos físicos. Además de los beneficios físicos, conducir un triciclo ayuda a la socialización y al desarrollo de las capacidades funcionales y musculoesqueléticas. Gracias al uso del triciclo se consigue más resistencia, mejora de la capacidad respiratoria y mejora de las extremidades inferiores en general.

Los Triciclos Rifton favorecen la entrada y salida del triciclo gracias a su diseño sin obstáculos. El ajuste es sin herramientas y gracias a los accesorios tales como el sistema de apoyo del tronco, la barra de dirección delantera o trasera hacen posible personalizar el triciclo para satisfacer la necesidad de cada niño.

GRAN AYUDA EN MEJORAR LA MOVILIDAD

Permite trabajar la coordinación motora y la disociación de los movimientos de los miembros inferiores. Proporciona momentos de ocio e integración. Máxima facilidad de ajuste, cubre las necesidades de la mayoría de los usuarios.

Caract. y Espec.

- Chásis fácil acceso
- Cesta trasera
- Freno de estacionamiento
- Pedales con cinchas de fijación ajustable

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm, peso en Kg)

*** Medida clave: longitud interior de pierna**

(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)

TALLA	MEDIANO
* LONGITUD INTERIOR DE PIERNA	55-70
ALTURA TOTAL (EN LA POSICIÓN MÁS BAJA)	79
LONGITUD TOTAL	132
ANCHO TOTAL	70
DIÁMETRO DE RUEDA	38
DISTANCIA ASIENTO PEDAL	55-70
DISTANCIA ASIENTO HASTA PARTE SUPERIOR SOPORTE DE TRONCO	39-55
LONGITUD INTERIOR DE LA PIERNA	56-71

DISTANCIA ENTRE SOPORTES DE TRONCO	20-36
PESO	25
CARGA MÁXIMA	72,5

Precio