

Reposapiés Activity Chair



El reposapiés se utiliza para la **colocación de los pies** y para **compensar el peso en actividades funcionales en sedestación**. El reposapiés de la silla de interior Activity Chair es necesario para montar sandalias y cinchas de tobillo, y para satisfacer necesidades específicas de posicionamiento.

Para facilitar las transferencias, **el reposapiés se puede abatir o puede usarse para realizar un paso. La altura puede regularse de forma fácil.** También el **ángulo**, tanto del **reposapiés** (balanceándose hacia atrás debajo de la silla o extendiéndose hacia adelante hasta aproximadamente 45º) como de la **plataforma del reposapiés** (se ajusta en incrementos de 5° en un rango de 20°).

Modelos y tallas

| • SC7200029 | Reposapiés - Talla pequeña |
|-------------|----------------------------|
| • SC7201029 | Reposapiés - Talla mediana |
| • SC7202029 | Reposapiés - Talla grande |