

Bandas de tobillo Activity Chair



Para colocar las bandas de tobillo es necesario disponer de reposapiés, sirven para asegurar los pies de los usuarios con control muscular y movimiento limitado. Permiten un rango moderado de movimiento lo que mejora la independencia. Ayudan a mantener la alineación del cuerpo mediante el apoyo de cada pierna por separado.

Nota: Las bandas de tobillos no se pueden utilizar con las sandalias.

Medidas

Circunferencia máxima:

Talla pequeño: 30 cm (para asiento talla pequeña y mediana)

Talla grande: 42 cm (para asiento talla grande)

Modelos y tallas

- SC7201026 Bandas de tobillo - Talla pequeña (para Activity talla pequeña y mediana)
- SC7202026 Bandas de tobillo - Talla grande (para Activity talla grande)