

Par de sandalias Activity Chair



Para poner las sandalias es necesario tener reposapiés, sirven para los usuarios que no pueden controlar el movimiento de la pierna y se ajustan para posicionar correctamente los pies. Las sandalias también alinean el cuerpo del cliente para un posicionamiento óptima mejorando la buena postura y la alineación adecuada de las articulaciones.

Nota: las sandalias no se pueden colocar con las bandas de tobillo.

Medidas

Dimensiones:

Talla pequeña: 8 x 18 cm

Talla mediana: 10 x 23 cm

Talla grande : 13 x 27 cm

Modelos y tallas

- SC7200027 Par de sandalias - Talla pequeña
- SC7201027 Par de sandalias - Talla mediana
- SC7202027 Par de sandalias - Talla grande