

Parell de sandàlies Activity Chair



Per posar les sandàlies és necessari tenir reposapeus, serveixen per als usuaris que no poden controlar el moviment de la cama i s'ajusten per posicionar correctament els peus. Les sandàlies també alineen el cos del client per un posicionament òptim millorant la bona postura i l'alineació adequada de les articulacions.

Nota: les sandàlies no es poden col·locar amb les bandes de turmell.

Mesures

Dimensions:

Talla petita: 8 x 18 cm

Talla mitjana: 10 x 23 cm

Talla gran : 13 x 27 cm

Models i talles

- SC7200027 Parell de sandàlies - Talla petita
- SC7201027 Parell de sandàlies - Talla mitjana
- SC7202027 Parell de sandàlies - Talla gran