

## Par de cuñas Activity Chair



Las cuñas requieren de sandalias y son especialmente para los usuarios con necesidades específicas de posicionamiento de tobillo o longitudes desiguales de las piernas. Se colocan bajo las sandalias para mejorar la buena postura y la alineación para un posicionamiento óptimo. Se usan para levantar los talones o los pies, o combinar dos cuñas debajo de una sandalia para añadir grossor.

Tienen las mismas medidas que las sandalias.

## Medidas

Grosor:

Talla pequeña: 3 cm

Talla mediana: 3,5 cm

Talla grande: 4 cm

## **Modelos y tallas**

- SC7200028      Par de cuñas - Talla pequeña
- SC7201028      Par de cuñas - Talla mediana
- SC7202028      Par de cuñas - Talla grande