

## Stabil Air

LA NUEVA GENERACIÓN DE COJÍN DE CELDAS DE AIRE



**Los cojines Star Cushion ofrecen soluciones para úlceras por presión,** prevención y terapia, posicionamiento, simetría y estabilidad. Están formados por **celdas de aire de neopreno,** que envuelven efectivamente las estructuras del cuerpo y deforman mínimamente el tejido corporal.

El **cojín de prevención de úlceras por presión Stabil Air** es la **mezcla perfecta de un cojín de aire de multi celdas con tubos de espuma suave dentro de cada celda de aire.**

Todas las celdas de aire tienen **7,5 cm de altura,** pero los tubos de espuma de su interior **tienen diferentes alturas.** Los tubos a los lados exteriores son más altos, mientras los que están debajo de las nalgas, el coxis y las piernas son más bajos, creando una **capa secundaria de protección de piel con forma anatómica.** Esto **aumenta la estabilidad** y **facilita la transferencia** hacia y desde el cojín.

Stabil Air es un cojín de multi celdas de un compartimiento que es fácil de usar y proporciona estabilidad.

## Caract. y Espec.

- Permite al usuario sumergirse en el cojín. Envuelve la estructura del cuerpo óptimamente
- Espuma moldeada anatómicamente: La espuma incorporada aumenta la estabilidad y facilita la transferencia hacia y desde el cojín. Si el cojín de aire de multi celdas pierde aire, el usuario todavía está protegido
- Buenas cualidades de redistribución de presión, incluida la categoría III de úlceras
- Sin límite de peso siempre que se haya seleccionado el tamaño de cojín adecuado para el usuario
- Material del cojín: goma de neopreno dorada de alta calidad, sin látex. Adaptable y resistente al fuego
- Material de la funda: parte superior y laterales de 83% Rip Stop Nylon (tela no absorbente que ayuda a evaporar la humedad) 17% de lycra. Parte inferior de tejido de poliéster recubierto con compuesto de polivinilo (antimicrobiano tratado para inhibir el crecimiento del olor causado por bacterias, moho y hongos). Resistente al fuego
- Material de la funda de incontinencia: parte superior y laterales de 78% Nylon y 22% Spandex cubierto con una película de poliuretano. Parte inferior de tejido de poliéster recubierto con compuesto de polivinilo
- Limpieza del cojín: lavar a mano con jabón, detergente, bicarbonato de sodio o vinagre. Para desinfectar el cojín, usar 70% solución desinfectante
- Limpieza de las fundas: lavar a máquina 60 °C. No utilizar lejía

## Precio