

Stabil Air

LA NOVA GENERACIÓ DE COIXÍ DE CEL·LES D'AIRE



Els coixins Star Cushion ofereixen solucions per a úlceres per pressió, prevenció i teràpia, posicionament, simetria i estabilitat. Estan formats per **cel·les d'aire de neoprè**, que envolten efectivament les estructures del cos i deformen mínimament el teixit corporal.

El **coixí de prevenció d'úlceres per pressió Stabil Air** és la **barreja perfecta d'un coixí d'aire de multi cel·les amb tubs d'escuma suau dins de cada cel·la d'aire**.

Totes les cel·les d'aire tenen **7,5 cm d'altura**, però els tubs d'escuma del seu interior **tenen diferents altures**. Els tubs als costats exteriors són més alts, mentre els que estan sota de les natges, el còccix i les cames són més baixos, creant una **capa secundària de protecció de pell amb forma anatòmica**. Això **augmenta l'estabilitat** i **facilita la transferència** cap i des del coixí.

Stabil Air és un coixí de multi cel·les d'un compartiment que és fàcil d'usar i proporciona estabilitat.

Caract. i Especi.

- Permet a l'usuari submergir-se en el coixí. Embolica l'estructura del cos òptimament
- Escuma modelada anatòmicament: L'escuma incorporada augmenta l'estabilitat i facilita la transferència cap i des del coixí. Si el coixí d'aire de multi cel·les perd aire, l'usuari encara està protegit
- Bones qualitats de redistribució de pressió, inclosa la categoria III d'úlceres
- Sense límit de pes sempre que s'hagi seleccionat la mida de coixí adequat per a l'usuari
- Material del coixí: goma de neoprè daurada d'alta qualitat, sense làtex. Adaptable i resistent a el foc
- Material de la funda: part superior i laterals de 83% Rip Stop Nylon (tela no absorbent que ajuda a evaporar la humitat) i 17% de lycra. Part inferior de teixit de polièster recobert amb compost de polivinil (antimicrobià tractat per inhibir el creixement de l'olor causat per bacteris, floridura i fongs). Resistent a el foc
- Material de la funda d'incontinència: part superior i laterals de 78% Nylon i 22% Spandex cobert amb una pel·lícula de poliuretà. Part inferior de teixit de polièster recobert amb compost de polivinil
- Neteja del coixí: rentar a mà amb sabó, detergent, bicarbonat de sodi o vinagre. Per desinfectar el coixí, fer servir 70% solució desinfectant
- Neteja de les fundes: rentar a màquina 60°C. No utilitzar lleixiu

Preu