

## Triciclo Rifton

### FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD



**¡Muy accesible y funcional!** Así es el triciclo Rifton, una **óptima solución para la movilidad, disponible en 3 tallas** (pequeña, mediana y grande).

## PRINCIPALES BENEFICIOS DEL TRICICLO RIFTON

Gracias a este triciclo terapéutico **se consigue mejorar la fuerza en las piernas, el equilibrio y la resistencia**, entre otros aspectos físicos. Además de los beneficios físicos, conducir un triciclo **ayuda a la socialización y al desarrollo de las capacidades funcionales y musculoesqueléticas**. Gracias su uso se consigue más resistencia, aumento de la capacidad respiratoria y mejora de las extremidades inferiores en general.

Su diseño sin obstáculos favorece una **fácil entrada y salida**. Además, el **ajuste es sin herramientas** y algunos accesorios, tales como el sistema de apoyo del tronco o la barra de dirección delantera o trasera, hacen posible **personalizar el triciclo para satisfacer la necesidad de cada niño**.

**Algunas características destacadas son:**

- La altura del asiento se ajusta en un riel de baja fricción, incluso cuando está en uso.
- Los pedales se ajustan hacia adelante y hacia atrás en el pedal manivela para posicionar los pies del usuario de manera óptima.
- Resistencia de pedal variable para ayudar a los usuarios a moderar su velocidad.
- Las sandalias se pueden quitar para utilizar los pedales estándares de bicicleta.
- Correa de transmisión de fibra de carbono duradera y libre de mantenimiento.
- Se desmonta fácilmente para el transporte.

## EL TRICICLO RIFTON AYUDA A MEJORAR LA MOVILIDAD

Permite trabajar la **coordinación motora** y la **disociación de los movimientos de los miembros inferiores**, cubriendo las necesidades de la mayoría de los usuarios. Proporciona momentos de ocio e integración, así como máxima facilidad de ajuste.

## Caract. y Espec.

- Disponible en 3 tallas: pequeña, mediana y grande
- Resistencia de pedal variable: el freno ajustable puede proporcionar arrastre o bloquear las ruedas para una transferencia segura
- Coloque el ángulo del respaldo verticalmente o con una inclinación de 7,5º o 15º
- La correa de transmisión de fibra de carbono no se oxida ni se estira, y dura al menos cinco veces más que una cadena de bicicleta
- La profundidad del asiento se ajusta fácilmente con una perilla debajo
- El usuario puede sentirse más independiente cuando un cuidador le ayuda desde atrás con la barra de dirección trasera
- Los soportes laterales de tronco y el manillar son abatibles para facilitar las transferencias
- El asiento se desliza hacia arriba y hacia abajo sobre un riel de baja fricción
- La barra de guía delantera fomenta la interacción cara a cara
- El triciclo Rifton ofrece distintos niveles de configuración, según las necesidades del usuario
- ¡Una gran manera de hacer ejercicio!
- Para facilitar el transporte retira las ruedas traseras y la parte delantera, y baja el respaldo

## Medidas

# MEDIDAS USUARIO

Medidas en cm y peso en kg.

	TALLA PEQUEÑA	TALLA MEDIANA	TALLA GRANDE
<b>Longitud interior de la pierna</b>	30-55	48-70	63-97

## Dimensión del usuario clave: longitud interior de la pierna

La pierna extendida debe alcanzar cómodamente desde el asiento hasta el pedal cuando tanto los pies como el torso están atados en su lugar.

**Importante:** el peso del usuario no debe exceder la carga máxima de trabajo. Los triciclos Rifton no están destinados a clientes con reflejos fuertes o equilibrio del tronco y control de la cabeza poco desarrollados.

# MEDIDAS TRICICLO

Medidas en cm y peso en Kg.

	TALLA PEQUEÑA	TALLA MEDIANA	TALLA GRANDE
<b>Ancho promedio</b>	67	70	80
<b>Longitud total</b>	112	135	165
<b>Altura total (en la posición más baja con las ruedas/parte delantera desmontada para el transporte)</b>	54	54	76
<b>Longitud total sin asa trasera (ruedas y parte delantera quitadas)</b>	91	104	124
<b>Longitud total con asa trasera (sin ruedas ni parte delantera)</b>	122	130	152
<b>Diámetro de la rueda</b>	12"	15"	18"
<b>Centro del asiento a pedal extendido</b>	38-51	48-71	64-91
<b>Asiento hasta la parte superior del soporte del maletero (altura máx.)</b>	51	61	61
<b>Relación de transmisión</b>	1:1	1:1	1:1
<b>Peso</b>	22	25	29

<b>Rango de ajuste de los laterales</b>	Soporte tronco pequeño: 15 - 30	Soporte tronco pequeño: 15 - 30 Soporte tronco grande: 24 - 39	Soporte tronco grande: 24 - 39
<b>Carga máxima</b>	57	113	140

## Modelos y tallas

- SC3201100 Triciclo Rifton - Talla pequeña
- SC3202100 Triciclo Rifton - Talla mediana
- SC3203100 Triciclo Rifton - Talla grande

## Colores



Rosa



Rojo



Azul



Verde azulado



Blanco



Negro



Lima

## Accesorios



Funda para exterior triciclo  
Rifton



Cesta delantera triciclo Rifton



Kit de elevación de pedales  
triciclo Rifton



Soporte estacionario triciclo  
Rifton



**Barra para soporte de dispositivos electrónicos triciclo Rifton**



**Arnés pélvico triciclo Rifton**



**Abductor triciclo Rifton**



**Barra de guía delantera triciclo Rifton**



**Anclajes de mano triciclo Rifton**



**Barras de empuje o dirección triciclo Rifton**



**Soportes laterales de tronco triciclo Rifton**



**Reposacabezas triciclo Rifton**