


Nuevo triciclo Rifton
FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD



¡Aún más accesible y funcional! Así es el nuevo triciclo Rifton, una **óptima solución para la movilidad, disponible en 3 tallas** (pequeña, mediana y grande).

NOVEDADES

- Se amplía la carga máxima (en el tamaño grande se pasa a 140 kg).
- La altura del asiento se ajusta en un riel de baja fricción, incluso cuando está en uso.
- Los pedales se ajustan hacia adelante y hacia atrás en el pedal manivela para posicionar los pies del usuario de manera óptima.
- Resistencia de pedal variable para ayudar a los usuarios a moderar su velocidad.
- Las sandalias se pueden quitar para utilizar los pedales estándares de bicicleta.
- Correa de transmisión de fibra de carbono duradera y libre de mantenimiento.
- Se desmonta fácilmente para el transporte.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Gracias a los triciclos de Rifton **se consigue mejorar la fuerza en las piernas, el equilibrio y la resistencia**, entre otros aspectos físicos. Además de los beneficios físicos, conducir un triciclo **ayuda a la socialización y al desarrollo de las capacidades funcionales y musculoesqueléticas**. Gracias al uso del triciclo se consigue más resistencia, mejora de la capacidad respiratoria y mejora de las extremidades inferiores en general.

Los Triciclos Rifton favorecen la entrada y salida del triciclo gracias a su diseño sin obstáculos. El **ajuste es sin herramientas** y gracias a los accesorios tales como el sistema de apoyo del tronco, la barra de dirección delantera o trasera hacen posible personalizar el triciclo para satisfacer la necesidad de cada niño.

GRAN AYUDA EN MEJORAR LA MOVILIDAD

Permite trabajar la **coordinación motora** y la **disociación de los movimientos de los miembros inferiores**. Proporciona momentos de ocio e integración. Máxima facilidad de ajuste, cubre las necesidades de la mayoría de los usuarios.

Caract. y Espec.

- Disponible en 3 tallas: pequeña, mediana y grande
- Resistencia de pedal variable: el freno ajustable puede proporcionar arrastre o bloquear las ruedas para una transferencia segura
- Coloque el ángulo del respaldo verticalmente o con una inclinación de 7,5° o 15°
- La correa de transmisión de fibra de carbono no se oxida ni se estira, y dura al menos cinco veces más que una cadena de bicicleta
- La profundidad del asiento se ajusta fácilmente con una perilla debajo
- El usuario puede sentirse más independiente cuando un cuidador le ayuda desde atrás con la barra de dirección trasera
- Los soportes laterales de tronco y el manillar son abatibles para facilitar las transferencias
- El asiento se desliza hacia arriba y hacia abajo sobre un riel de baja fricción
- La barra de guía delantera fomenta la interacción cara a cara
- El triciclo Rifton ofrece distintos niveles de configuración, según las necesidades del usuario
- ¡Una gran manera de hacer ejercicio!
- Para facilitar el transporte retira las ruedas traseras y la parte delantera, y baja el respaldo

Medidas

MEDIDAS USUARIO

Medidas en cm y peso en kg.

	TALLA PEQUEÑA	TALLA MEDIANA	TALLA GRANDE
Longitud interior de la pierna	30-55	48-70	63-97

Dimensión del usuario clave: longitud interior de la pierna

La pierna extendida debe alcanzar cómodamente desde el asiento hasta el pedal cuando tanto los pies como el torso están atados en su lugar.

Importante: el peso del usuario no debe exceder la carga máxima de trabajo. Los triciclos Rifton no están destinados a clientes con reflejos fuertes o equilibrio del tronco y control de la cabeza poco desarrollados.

MEDIDAS TRICICLO

Medidas en cm y peso en Kg.

	TALLA PEQUEÑA	TALLA MEDIANA	TALLA GRANDE
Ancho promedio	65	70	80
Longitud total	112	135	165
Altura total (en la posición más baja con las ruedas/parte delantera desmontada para el transporte)	54	54	76
Longitud total sin asa trasera (ruedas y parte delantera quitadas)	91	104	124
Longitud total con asa trasera (sin ruedas ni parte delantera)	122	130	152
Diámetro de la rueda	12"	15"	18"
Centro del asiento a pedal extendido	30-55	48-71	64 - 91
Asiento hasta la parte superior del soporte del maletero (altura máx.)	41	61	61
Relación de transmisión	1:1	1:1	1:1
Peso	21	25	29

Rango de ajuste de los laterales	Soporte tronco pequeño: 15 - 30	Soporte tronco pequeño: 15 - 30 Soporte tronco grande: 24 - 39	Soporte tronco grande: 24 - 39
Carga máxima	57	113	140

Modelos y tallas

- RI-X321/HB Triciclo Rifton - Talla pequeña
- RI-X331/HB Triciclo Rifton - Talla mediana
- RI-X341/HB Triciclo Rifton - Talla grande

Colores



Rosa



Rojo



Azul



Verde azulado



Blanco



Negro



Lima

Accesorios



Funda para exterior nuevo triciclo Rifton



Cesta delantera nuevo triciclo Rifton



Kit de elevación de pedales nuevo triciclo Rifton



Soporte estacionario nuevo triciclo Rifton



Barra para soporte de dispositivos electrónicos nuevo triciclo Rifton



Arnés pélvico nuevo triciclo Rifton



Abductor nuevo triciclo Rifton



Barra de guía delantera nuevo triciclo Rifton



Freno de mano frontal nuevo triciclo Rifton



Anclajes de mano nuevo triciclo Rifton



Barras de empuje o dirección nuevo triciclo Rifton



Soportes laterales de tronco nuevo triciclo Rifton



Reposacabezas nuevo triciclo Rifton