

## Controles laterales de tronco adicionales Rifton Stander



Se pueden utilizar en el lateral del tronco o más abajo, en la zona lateral de la pelvis. El gatillo blanco donde el control lateral se inserta en el lateral del soporte corporal permite ajustar el ancho, mientras que el botón blanco en el propio soporte lateral permite girarlo para realizar transferencias.

La perilla en el soporte lateral permite ajustar la altura de cada almohadilla individualmente.

### Modelos y tallas

- SC4501104      Controles laterales de tronco adicionales - Talla única