


Cojín Silver Geo-Matrix™

AMORTIGUA VIBRACIONES



El **cojín antiescaras Silver Geo-Matrix™** está **indicado para la prevención de úlceras por presión para personas con muy alto riesgo de desarrollarlas** y es ideal para usuarios que necesitan **amortiguación de vibraciones y una protección cutánea extrema**.

Este cojín de prevención de escaras está **formado por tres placas de gel sólido Geo-Matrix™ que proporcionan la máxima redistribución de la presión** para personas con movilidad y/o control postural limitados.

Una de sus grandes ventajas es que se deben realizar muy pocos ajustes, ya que este gel sólido es estable y fiable y no requiere que se realice una calibración diaria, al no presentar riesgo de desinflado ni de fugas (a diferencia del aire o del gel tradicional).

Este cojín se utiliza comúnmente en sillas de ruedas eléctricas o basculantes. Las placas de gel se pueden lavar y/o desinfectar fácilmente en la lavadora.

El cojín Silver Geo-Matrix™ tiene una **altura de 7 cm** y está **formado por tres placas de gel con distintas densidades**:

- **Inferior:** gel **firme** de color azul de 2,5 cm de alto.
- **Intermedia:** gel **medio** de color verde de 2,5 cm de alto.
- **Superior:** gel **suave** Pillow Top de 2 cm de alto.

Soporta una carga máxima de 91 kg. Está **protegido por una funda exterior suave al tacto**, a prueba de incontinencia, y una **funda interior lavable**, a prueba de humedad.

Caract. y Espec.

- Cojín antiescaras para prevención de úlceras por presión para personas con muy alto riesgo de desarrollarlas
- Diseñado para personas con alto riesgo de daño cutáneo o con heridas ya existentes
- Ofrece un control superior de la vibración
- Ideal para personas con dificultad para cambiar de posición
- Es comúnmente utilizado en sillas de ruedas eléctricas o en sillas basculantes
- Muy útil en cuidados de larga duración donde se requieren limpiezas frecuentes
- Fácilmente personalizable por el usuario o por el cuidador
- Proporciona reducción de la fricción
- Soporta una carga máxima de 91 kg

Medidas

Medidas en cm.

Carga máxima: 91 kg.

Código del cojín: BK-GS**XXXX** (código de anchura y profundidad, que aparece en el recuadro)

Profundidad	Anchura														
	30	33	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	63	65
30	3030	3330	3530	3830	4030	4330	4530	4830	5030						
33	3033	3333	3533	3833	4033	4333	4533	4833	5033						
35	3035	3335	3535	3835	4035	4335	4535	4835	5035						
38	3038	3338	3538	3838	4038	4338	4538	4838	5038	5338	5538	5838	6038	6338	6538
40	3040	3340	3540	3840	4040	4340	4540	4840	5040	5340	5540	5840	6040	6340	6540
43	3043	3343	3543	3843	4043	4343	4543	4843	5043	5343	5543	5843	6043	6343	6543
45	3045	3345	3545	3845	4045	4345	4545	4845	5045	5345	5545	5845	6045	6345	6545
48	3048	3348	3548	3848	4048	4348	4548	4848	5048	5348	5548	5848	6048	6348	6548
50	3050	3350	3550	3850	4050	4350	4550	4850	5050	5350	5550	5850	6050	6350	6550
53			3553	3853	4053	4353	4553	4853	5053	5353	5553	5853	6053	6353	6553
55			3555	3855	4055	4355	4555	4855	5055	5355	5555	5855	6055	6355	6555

Accesorios



Funda exterior extra cojín Geo- Matrix™ Funda interior extra cojín Geo- Matrix™

Gel Geo-Matrix™

Limpieza