




**Blake**  
Medical Distribution

Cojines Geo-Matrix™

## Cojín Silver Geo-Matrix™ AMORTIGUA VIBRACIONES



El cojín antiescaras Silver Geo-Matrix™ está indicado para la prevención y el tratamiento de úlceras por presión para personas con muy alto riesgo de desarrollarlas y es ideal para usuarios que necesitan amortiguación de vibraciones y una protección cutánea extrema.

Este cojín de prevención de escaras está formado por tres placas de gel sólido Geo-Matrix™ que proporcionan la máxima redistribución de la presión para personas con movilidad y/o control postural limitados.

Una de sus grandes ventajas es que se deben realizar muy pocos ajustes, ya que este gel sólido es estable y fiable y no requiere que se realice una calibración diaria, al no presentar riesgo de desinflado ni de fugas (a diferencia del aire o del gel tradicional).

Este cojín de reducción de presión se utiliza comúnmente en sillas de ruedas eléctricas o basculantes. Las placas de gel se pueden lavar y/o desinfectar fácilmente en la lavadora.

El cojín Silver Geo-Matrix™ tiene una **altura de 7 cm** y está formado por tres placas de gel con distintas densidades:

- **Inferior:** gel **firme** de color azul de 2,5 cm de alto.
- **Intermedia:** gel **medio** de color verde de 2,5 cm de alto.
- **Superior:** gel **suave** Pillow Top de 2 cm de alto.

**Soporta una carga máxima de 91 kg.** Está **protegido por una funda exterior suave al tacto**, a prueba de incontinencia, y una **funda interior lavable**, a prueba de humedad.

## Caract. y Espec.

- Cojín antiescaras para prevención y tratamiento de úlceras por presión para personas con muy alto riesgo de desarrollarlas
- Diseñado para personas con alto riesgo de daño cutáneo o con heridas ya existentes
- Ofrece un control superior de la vibración
- Ideal para personas con dificultad para cambiar de posición
- Es comúnmente utilizado en sillas de ruedas eléctricas o en sillas basculantes
- Muy útil en cuidados de larga duración donde se requieren limpiezas frecuentes
- Fácilmente personalizable por el usuario o por el cuidador
- Proporciona reducción de la fricción
- Soporta una carga máxima de 91 kg

## Medidas

Medidas en cm.

Carga máxima: 91 kg.

Código del cojín: BK-GSXXXX (**código de anchura y profundidad, que aparece en el recuadro**)

Profundidad	Anchura															
	30	33	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	63	65	
<b>30</b>	3030	3330	3530	3830	4030	4330	4530	4830	5030							
<b>33</b>	3033	3333	3533	3833	4033	4333	4533	4833	5033							
<b>35</b>	3035	3335	3535	3835	4035	4335	4535	4835	5035							
<b>38</b>	3038	3338	3538	3838	4038	4338	4538	4838	5038	5338	5538	5838	6038	6338	6538	
<b>40</b>	3040	3340	3540	3840	4040	4340	4540	4840	5040	5340	5540	5840	6040	6340	6540	
<b>43</b>	3043	3343	3543	3843	4043	4343	4543	4843	5043	5343	5543	5843	6043	6343	6543	
<b>45</b>	3045	3345	3545	3845	4045	4345	4545	4845	5045	5345	5545	5845	6045	6345	6545	
<b>48</b>	3048	3348	3548	3848	4048	4348	4548	4848	5048	5348	5548	5848	6048	6348	6548	
<b>50</b>	3050	3350	3550	3850	4050	4350	4550	4850	5050	5350	5550	5850	6050	6350	6550	
<b>53</b>				3553	3853	4053	4353	4553	4853	5053	5353	5553	5853	6053	6353	6553
<b>55</b>				3555	3855	4055	4355	4555	4855	5055	5355	5555	5855	6055	6355	6555

## Accesorios



**Funda exterior extra cojín Geo- Funda interior extra cojín Geo-  
Matrix™ Matrix™**

## Gel Geo-Matrix™

## Limpieza