


Cojín Vario Origin



Confort y posicionamiento

Desarrollado **para personas con necesidades posturales moderadas a complejas**, el cojín Vario® Origin proporciona comodidad, estabilidad y un asiento funcional a largo plazo.

Indicado para personas con:

- Asimetría postural o inestabilidad pélvica.
- Necesidades de redistribución de presión específica.
- Necesidades de asiento progresivas o ajustables a lo largo del tiempo.
- Necesidad de una mejor posición pélvica y una mejor alineación de las extremidades inferiores.
- Necesidad de control moderado de abducción y o aducción.

Caract. y Espec.

- Cojín desarrollado para personas con necesidades posturales moderadas a complejas.
- Pack de cuñas para colocar en la base del cojín y ofrecer un mejor posicionamiento al usuario.
- Gel sólido 3D en la zona de los isquiones para reducir presiones.
- También disponible con espuma viscoelástica en vez de gel sólido 3D.
- Funda exterior Coolcore, que regula la temperatura.
- Funda interior impermeable con cremallera sellada.
- Uso necesario de una base de asiento rígida.

Medidas

Profundidad					Anchura				
	28	30	33	35	38	40	43	45	48
30	X	X	X						
35		X	X	X					

40				X	X	X			
43							X		
45				X	X	X	X	X	
50						X		X	X