


## Cojín Vario Sculpt



### Gran adaptación

El cojín Vario® Sculpt está **diseñado para brindar un soporte óptimo para la pelvis y los muslos** mediante una superficie de asiento anatómica que se puede ajustar para adaptarse mejor a cada usuario.

Lo más destacado de este cojín es que está construido sobre una base plana y estable, con bloques de posicionamiento ajustables y elementos de contorno. Esta estructura permite a los profesionales sanitarios esculpir un soporte que se adapta a la anatomía del usuario, manteniendo una base de asiento estable.

### Indicado para personas que:

- Requieren una posición pélvica controlada.
- Presentan asimetría leve a moderada y/o rotación.
- Tienen flexión de cadera limitada o alineación variable del muslo.
- Necesitan una redistribución de la presión específica bajo la pelvis.
- Experimentan necesidades posturales fluctuantes a lo largo del tiempo.

## Caract. y Espec.

- Cojín diseñado para brindar un soporte óptimo para la pelvis y los muslos.
- Ajuste individual del contorno de muslos y pelvis.
- Acomodación de la rotación y la asimetría.
- Adaptación progresiva al crecimiento o al cambio postural.
- Funda exterior Coolcore, que regula la temperatura.
- Funda interior impermeable con cremallera sellada.
- Uso necesario de una base de asiento rígida.

# Medidas

| Profundidad |    |    |    |    | Anchura |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|
|             | 28 | 30 | 33 | 35 | 38      | 40 | 43 | 45 | 48 |
| 30          | X  | X  | X  |    |         |    |    |    |    |
| 35          |    | X  | X  | X  |         |    |    |    |    |
| 40          |    |    |    | X  | X       | X  |    |    |    |
| 43          |    |    |    |    |         |    | X  |    |    |
| 45          |    |    |    | X  | X       | X  | X  | X  |    |
| 50          |    |    |    |    |         | X  |    | X  | X  |