


GUÍA RESPALDOS SPEX



REHAGIRONA

La talla del respaldo contiene 2 medidas: la 1a es la anchura y la 2a la altura.

Talla del respaldo (anchura)	Se adapta a la silla de ruedas de (aprox.)	Anchura de la carcasa (<i>S en el dibujo</i>)	Anchura del acolchado de los respaldos Comfi y Spex	Anchura del acolchado del respaldo SuperShape
25	25 - 30	16 cm.	22 cm.	23 cm.
28	25 - 30	16 cm.	24 cm.	25 cm.
30	30 - 34	21 cm.	27 cm.	28 cm.
33	30 - 34	21 cm.	29 cm.	30 cm.
35	34 - 39	26 cm.	32 cm.	33 cm.
38	34 - 39	26 cm.	34 cm.	35 cm.
40	39 - 44	31 cm.	37 cm.	38 cm.
43	42 - 46	33,5 cm.	39 cm.	40 cm.
45	44 - 49	36 cm.	42 cm.	43 cm.
48	44 - 49	36 cm.	44 cm.	45 cm.
50	49 - 53	41 cm.	46 cm.	48 cm.



* Las medidas de la silla de ruedas son ancho por alto.

EJEMPLO

Un respaldo de 35x40 cm.:

- Se adapta a una silla de ruedas de aproximadamente 34 a 39 de anchura.
- La anchura de la carcasa es de 26 cm. para permitir el movimiento y ajuste de los controles torácicos.
- La anchura total del respaldo Spex con el acolchado es de 32 cm. y la del SuperShape es de 33 cm.
- Tanto la altura de la carcasa como la del acolchado del respaldo Spex y SuperShape es de 40 cm. (es la segunda medida de la talla).