


GUÍA RESPALDOS SPEX



La talla del respaldo contiene 2 medidas: la 1a es la anchura y la 2a la altura.

Talla del respaldo (anchura)	* Se adapta a la silla de ruedas de (aprox.) (W en el dibujo)	Anchura de la carcasa (S en el dibujo)	Anchura del acolchado de los respaldos Spex, Comfi y Vigour Hi	Anchura del acolchado del respaldo SuperShape
25 cm	22,5 - 30 cm	16 cm	22 cm	23 cm
28 cm	22,5 - 30 cm	18 cm	24 cm	25 cm
30 cm	30 - 34,5 cm	21 cm	27 cm	28 cm
33 cm	30 - 34,5 cm	23 cm	29 cm	30 cm
35 cm	34,5 - 39 cm	26 cm	32 cm	33 cm
38 cm	34,5 - 39 cm	29 cm	34 cm	35 cm
40 cm	39 - 44 cm	31 cm	37 cm	38 cm
43 cm	42 - 46,5 cm	33,5 cm	39 cm	40 cm
45 cm	44 - 49 cm	36 cm	42 cm	43 cm
48 cm	44 - 49 cm	39 cm	44 cm	45 cm
50 cm	49 - 53,5 cm	41 cm	47 cm	48 cm



* Las medidas de la silla de ruedas son ancho por alto.

EJEMPLO

Un respaldo de 35x40 cm.:

- Se adapta a una silla de ruedas de aproximadamente 34,5 a 39 de anchura.
- La anchura de la carcasa es de 26 cm para permitir el movimiento y ajuste de los controles torácicos.
- La anchura total de los respaldos Spex, Comfi y Vigour Hi con el acolchado es de 32 cm y la del SuperShape es de 33 cm.
- Tanto la altura de la carcasa como la del acolchado de los respaldos es de 40 cm (es la segunda medida de la talla).