

## Cleo Ti



L'accessori Cleo Ti fa que la cadira Cleo sigui basculant, canviant així la posició de l'usuari d'activa a passiva de forma fàcil i ràpida.

Tant la basculació com la reclinació es poden gestionar fàcilment i ofereixen diferents posicions d'angle per a una cura perfecte. L'angle del seient es pot ajustar còmodament de  $-5^{\circ}$  a  $+45^{\circ}$ , mentre que el suport es pot reclinar de  $-5^{\circ}$  a  $+35^{\circ}$  (en 6 trams de  $8^{\circ}$ ).

Cleo Ti és només possible amb dos antibolcatges HO-3275-1801 + HO-3275-1802, i no és compatible amb HO-327X-1410.

### **Alçada seient:**

Xassís talla 1: 38cm - 41 cm.

Xassís talla 2: 40,5 cm - 43,5 cm.

Xassís talla 3: 45 cm - 48 cm.

## Models i talles

- HO-SA-399-MP Cleo Ti - Talla única