


## Soporte pélvico E-Pacer



Disponible en tres tamaños, el **soporte pélvico del andador E-Pacer** se usa para transferencias de sentado a pie y para el entrenamiento de la marcha. También se puede utilizar para la prevención de caídas.

### Medidas



	<b>K306 Pequeño</b>	<b>K316 Mediano</b>	<b>K326 Grande</b>
--	---------------------	---------------------	--------------------

<b>A</b>	21,5 cm.	30,5 cm.	34 cm.
<b>B</b>	40,5 cm.	20 cm.	63,5 cm.
<b>C</b>	23 cm.	30,5 cm.	35,5 cm.

## Modelos y tallas

- K306            Soporte pélvico E-Pacer - Pequeño
- K316            Soporte pélvico E-Pacer - Mediano
- K326            Soporte pélvico E-Pacer - Grande