


Soporte pélvico Tim



El soporte pélvico se puede montar delante o detrás de la pelvis y es ajustable en ancho

Medidas

Ajustable en ancho:

Talla 1: 16-24 cm

Talla 2: 18-26 cm

Talla 3: 24-34 cm

Talla 4: 30-42 cm

Modelos y tallas

• SC4801005 Soporte pélvico montado delante de la pelvis (para uso con Soporte de glúteos) - Talla 1

•	• SC4802105 glúteos) - Talla 2	Soporte pélvico montado delante de la pelvis (para uso con Soporte de
,	• SC4802005 glúteos) - Talla 3	Soporte pélvico montado delante de la pelvis (para uso con Soporte de
•	• SC4803005 glúteos) - Talla 4	Soporte pélvico montado delante de la pelvis (para uso con Soporte de
•	• SC4801006 pélvico) - Talla 1	Soporte pélvico montado detrás de la pelvis (para uso con Posicionador
•	• SC4802106 pélvico) - Talla 2	Soporte pélvico montado detrás de la pelvis (para uso con Posicionador
•	• SC4802006 pélvico) - Talla 3	Soporte pélvico montado detrás de la pelvis (para uso con Posicionador
,	• SC4803006 pélvico) - Talla 4	Soporte pélvico montado detrás de la pelvis (para uso con Posicionador