

## Tina (modelo anterior)

### POSICIONAMIENTO Y CONFORT



**Nuevo modelo de Tina, un chasis o base móvil diseñado para permitir la colocación de lechos posturales.** El sistema de elevación mediante un pistón eléctrico facilita los cuidados y las actividades terapéuticas.

**La base está dividida en tres partes:** el respaldo es regulable mediante un pistón eléctrico, la base del asiento ajustable en ángulo manualmente y la base de las piernas se gradúa mediante un pistón de gas. Un complemento ideal es el colchón de vacío modeable, que permite conseguir la posición ideal para cada usuario.

## Caract. y Espec.

- Chasis o base móvil para la colocación de lechos posturales
- Sistema de elevación mediante un pistón eléctrico
- Ruedas traseras de 12" y delanteras de 8"
- Un complemento ideal es el colchón de vacío

# Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en kg)

	TALLA ESTÁNDAR
ALTURA SUELO	53 - 79
REG.ÁNGULO CABEZA / TRONCO	0º - 50º
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO	0º - 18º
REGULACIÓN ÁNGULO PIERNAS	0º - 50º
ANCHO TOTAL	64
CARGA MÁXIMA	100 KG
PESO	44 KG

## Modelos y tallas

- SC4000101 Tina - Talla estándar

## Accesorios



Bases para Tina  
\*Required




Colchón de vacío Tina



Soporte de colchón contourable  
con guía lateral para colchón  
Tina



Cojín de  
posicionamiento Tina



Cinturón de seguridad Tina



Funda transpirable Tina



Extensión para empuñadura  
Tina