



Posicionamiento pélvico

Arnés de piernas Bodypoint

SUJETANDO PELVIS Y PIERNAS



El arnés de piernas de Bodypoint sujeta cada pierna con el interior del muslo, dando una resistencia opcional excepcional a las rotaciones y oblicuidades pélvicas, sin limitar la báscula pélvica anterior o presionar la vejiga.

Utilizado también para controlar la abducción y la rotación externa de las piernas.

Se vende por pares.

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS:

S	20-28 cm
---	----------

M	28-36 cm
L	36-41 cm

Modelos y tallas

- BP-LH600S-B1 Arnés de piernas acolchado - Talla S, anclaje B1
- BPLH600S-B2 Arnés de piernas acolchado - Talla S, anclaje B2
- BP-LH600M-B1 Arnés de piernas acolchado - Talla M, anclaje B1
- BP-LH600M-B2 Arnés de piernas acolchado - Talla M, anclaje B2
- BP-LH600L-B1 Arnés de piernas acolchado - Talla L, anclaje B1
- BP-LH600L-B2 Arnés de piernas acolchado - Talla L, anclaje B2