

Tac abductor HTS



Al separar els genolls i ajudar a controlar els músculs de les cames, el tac abductor prevé les cames en tiora i promou la bona alineació de les articulacions i el cos.

Fet d'una escuma suau impermeable, també es connecta amb el deflector estàndard per mantenir la neteja mentre s'orina.

El tac abductor es col.loca i es treu fàcilment de HTS.

Mesures

Dimensions:

Talla petita: 8 x 13 x 13 cm

Talla gran: 10 x 14 x 14 cm

Models i talles

- SC5701016 Tac abductor - Per a HTS petit i mitjà
- SC5703016 Tac abductor - per a HTS gran