

Clik XP

CRECE CON EL USUARIO



***LA FOTO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO**

- **Valoración 2 = bueno (algunas ralladas)**
- **Ancho del asiento 33 cm**
- **Profundidad del asiento 35 cm**
- **Profundidad ajustable 7,5 cm**
- **Chasis desplazado**
- **Asiento con arnés creciente**
- **Posición del arnés 2,5 cm**
- **Ala de rueda delantera: Ala orientada hacia adelante**
- **Curvatura del chasis delantero 90°**
- **Tapizado del respaldo: Velcro acolchado ajustable con cubierta transpirable de malla de aire**
- **Ángulo del respaldo del asiento 4°**
- **Respaldo: Poste trasero corto ajustable en altura**
- **Altura del respaldo 30 cm**
- **Opción de poste trasero desplazado: Recto - Sin desplazamiento**
- **Opciones de respaldo: Manillar de cochecito ergonómico / Cable de respaldo amarillo**
- **Altura del asiento delantero 38 cm**
- **Ruedas Rollerblade de 4" x 0,75"**
- **Horquilla estándar**
- **Placas de apoyo: Ángulo de montaje alto ajustable Flip Under (K0040, K0037)**
- **Longitud del asiento al reposapiés 27 cm**
- **Altura del asiento trasero 34 cm**
- **Ruedas Radios de 20"**
- **Tipo de neumático trasero: Polietileno completo de 1 3/8" (E2218)**
- **Aros: Aluminio Anodizado**
- **Opciones de aro de agarre: 3M Micro Grip**
- **Ejes: liberación rápida**
- **Espaciado de rueda trasera 1,25"**
- **Centro de gravedad preestablecido 2"**
- **Inclinación de rueda trasera 4°**
- **Bloqueos de ruedas: Push to Lock**
- **Bloqueos de ruedas: Manillar extensible (E0961)**
- **Apoyabrazos: Tall Swing Away (9,25" - 11,25") (E0973)**
- **Quinta rueda: Dynamic 5th Wheel (K0108) / Elastómero blando / Rollerblade de 3"**
- **Accesorios: Protectores de radios Tuxedo Time (K0065)**
- **Color del chasis: Granny Smith / Acento amarillo / Anodizado negro**

Bienvenido a una **silla de ruedas pediátrica** muy intuitiva, que incorpora un **sistema de ajuste diseñado para proporcionar opciones de crecimiento precisas y fáciles**. Un sistema tan fácil de ajustar que promueve un **posicionamiento adecuado** y una fácil **autopropulsión** para que tu hijo obtenga la movilidad activa que desea.

Por primera vez, el crecimiento está a un sólo "Clik", ya que el **Sistema Index** proporciona la guía necesaria para alcanzar los mejores resultados.

La silla de ruedas Clik, de Ki Mobility, evoluciona y crece con tu hijo, ya que se puede regular la altura del asiento, el ancho, la profundidad, el Centro de Gravedad, la posición de las alas de las ruedas delanteras, el tapizado del asiento, los paneles de asiento...

Caract. y Espec.

- Silla chasis rígido, activa ligera
- Chasis compensado que permite un espacio superior para la posición de abducción
- Estética personalizable, con amplia variedad de colores y dibujos en chasis, acentos y

- protectores de radio
- Opción de 5^a rueda dinámica
- Barra de empuje ergonómica
- Amplia variedad de dibujos de los protectores de radio

Medidas

Medidas en cm y peso en kg.

Ancho de asiento	20-45
Profundidad de asiento	20-45
Altura de asiento parte delantera	29-51
Altura de asiento parte trasera	29-52
Tamaño de tubos	2,85
Carga máxima	75
Peso*	5,67

* El peso de Clik está calculado en base a un chasis de 30 x 30 cm con respaldo con altura ajustable de 30 cm, ruedas delanteras PU Soft de 4", reposapiés con ángulo ajustable y tapicería estándar. Sin reposabrazos ni ruedas posteriores .

Precio