

Fijaciones de pie y tobillo Kukini



Las fijaciones de pie y tobillo del **cochecito deportivo** [Kukini](#) protegen y estabilizan la articulación del tobillo.

Están fabricadas en material elástico, y están recomendadas para usuarios con aumento del tono muscular. Se pueden usar con o sin zapatos.

Las fijaciones están disponibles en 4 tamaños.

Medidas

| | |
|--------------|---|
| AK-KKN-161/1 | Medidas: 13 - 15 cm Talla: 21 - 24 |
| AK-KKN-161/2 | Medidas: 15 - 17 cm Talla: 25 - 27 |

| | |
|--------------|---|
| AK-KKN-161/3 | Medidas: 17 - 19,5 cm Talla: 27 - 31 |
| AK-KKN-161/4 | Medidas: 19,5 - 22,4 cm Talla: 31 - 35 |

Modelos y tallas

- AK-KKN-161/1 Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 1
- AK-KKN-161/2 Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 2
- AK-KKN-161/3 Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 3
- AK-KKN-161/4 Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 4