

Fijaciones de pie y tobillo Kukini



Las fijaciones de pie y tobillo del **cochecito deportivo** <u>Kukini</u> protegen y estabilizan la articulación del tobillo.

Están fabricadas en material elástico, y están recomendadas para usuarios con aumento del tono muscular. Se pueden usar con o sin zapatos.

Las fijaciones están disponibles en 4 tamaños.

Medidas

·	Medidas : 13 - 15 cm Talla : 21 - 24
II Δ K = K K N = I fo I / /	Medidas : 15 - 17 cm Talla : 25 - 27

11/1 K _ K K N _ 1 fb 1 / 3	Medidas : 17 - 19,5 cm Talla : 27 - 31
$ \Delta \mathbf{K} - \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{N} - \mathbf{h} 1/4$	Medidas : 19,5 - 22,4 cm Talla : 31 - 35

Modelos y tallas

• AK-KKN-161/1	Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 1
• AK-KKN-161/2	Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 2
• AK-KKN-161/3	Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 3
• AK-KKN-161/4	Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 4