

Fijaciones de pie y tobillo Kukini



Las fijaciones de pie y tobillo del **cochecito deportivo Kukini** protegen y estabilizan la articulación del tobillo.

Están fabricadas en material elástico, y están recomendadas para usuarios con aumento del tono muscular. Se pueden usar con o sin zapatos.

Las fijaciones están disponibles en 4 tamaños.

Medidas

AK-KKN-161/1	Medidas: 13 - 15 cm Talla: 21 - 24
AK-KKN-161/2	Medidas: 15 - 17 cm Talla: 25 - 27

AK-KKN-161/3	Medidas: 17 - 19,5 cm Talla: 27 - 31
AK-KKN-161/4	Medidas: 19,5 - 22,4 cm Talla: 31 - 35

Modelos y tallas

- AK-KKN-161/1 Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 1
- AK-KKN-161/2 Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 2
- AK-KKN-161/3 Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 3
- AK-KKN-161/4 Fijaciones de pie y tobillo Kukini - Talla 4