


Flexy Contour cojín Spex Constructa



El Flexy Contour para las cojines Spex Constructa Shape y Spex Constructa Flex reemplaza los soportes pélvicos laterales con un soporte pélvico lateral y posterior continuo y flexible.

Proporcionar soporte posterior a la pelvis puede promover la alineación neutral de la pelvis y limitar posiciones como:

- Inclinación pélvica posterior.
- Cifosis.
- Pelvis deslizándose hacia adelante.

También se puede utilizar para reducir la presión sobre las tuberosidades isquiáticas mejorando la descarga.

Disponible solo en contorno alto.

Modelos y tallas

- SP-1102-xx00-00F Flexy Contour - Talla única