

## Activall



**\*LA FOTO NO CORRESPON AL PRODUCTE**

- Valoració 2 = bo (algunes ratllades)
- Talla 4
- Color blanc

**Activall és un modern dispositiu de rehabilitació per ser utilitzat en teràpia intensiva de pacients amb dificultats de mobilitat a extremitats inferiors i/o superiors.** Aquest caminador permet aconseguir i mantenir una correcta posició/autònoma. L'arnès pèlvic i el separador de cames fan que aquest dispositiu sigui especialment útil per a pacients amb extremitats espàstiques associades a contractures de les articulacions de genoll i pelvis. Porta empunyadures i rodes del darrere amb fre fricció.

## Caract. i Especi.

- Arnès i anell pèlvic de seguretat encoixinat i ajustable
- Anell toràcic encoixinat
- Empunyadura
- Rodes del darrere amb fre de fricció
- Separador de cames

## Mesures

QUADRE DE MESURES ( Longitud en cm i pes en kg)

**\*\*\* Mesures clau: Alçada taló a troncanter i alçada suport toràcic (la mesura clau és una referència d'aproximació, és necessari comparar totes les altres)**

	TALLA 4
* AMPLE TOTAL	66
LONGITUD TOTAL	91
** ALTURA TOTAL	96
AMPLE DE PELVIS	37
PROFUNDITAT DE PELVIS	29
AMPLE DE PIT	37
PROFUNDIDAD DE PIT	29
*** ALÇADA TALÓ A TROCÀNTER	83 - 112
*** ALÇADA SUPORT TORÀCIC	92-126
CÀRREGA MÀXIMA	80
PES	20,5

## **Preu**