

Atom atención temprana



*LA FOTO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO

- · Valoración 1 = nuevo
- · Laterales gris, tapicería lima
- · Cinturón 4 puntos
- · Base «Y» color negro
- · Reposapiés plataforma plegable
- · Reposacabezas multiajustable 2 link
- · Botines
- · Sandalias tobillera talla 1
- · Extensión asiento
- · Guías para posicionamiento de piernas gris
- · Soportes torácicos flexibles estándar, talla 1, con funda
- · Chaleco
- · Protector para hombros, talla 0, color tapicería
- · Reposagrazos
- · Mesa

El diseño moderno y centrado en el niño, combinado con una amplia gama de opciones de soporte, hacen que la **silla de interior Atom ofrezca un posicionamiento óptimo**, ideal para desarrollar una postura y función correctas en sedestación. Es indicada para usuarios de **6 meses a 5 años**.

La tapicería se limpia muy fácilmente con un paño y tiene agentes antimicrobianos, lo que brinda tranquilidad adicional cuando esta silla terapéutica es utilizada por varios usuarios. Está disponible en diferentes bases, en función de las necesidades del usuario.

Teniendo en cuenta que los niños crecen y se desarrollan al ritmo más rápido durante sus años de infancia, **todas las estructuras de soporte no requieren herramientas y se ajustan, agregan o quitan fácilmente**. Esto garantiza que cada niño reciba el apoyo correcto en un momento dado y pueda adaptarse a los cambios en sus necesidades posturales.

Caract. y Espec.

- Soportes de hombros ajustables en anchura y altura
- Soportes torácicos flexibles que proporcionan un gran confort
- Asiento de espuma con memoria para proporcionar una correcta alineación pélvica
- Reposapiés ajustable en ángulo
- Profundidad de asiento ajustable
- Ajuste rápido y sencillo del ángulo de reposapiés
- Respaldo reclinable
- Tres opciones de bases diferentes
- Unidad de asiento acolchada
- Barra de empuje

Medidas

Medidas en cm y peso en kg.

EDAD DEL NIÑO APROXIMADA	6 meses – 5 años
CARGA MÁXIMA	25
RECLINACIÓN	15º / -15º
ALTURA RESPALDO	27 - 38

ANCHO DE PECHO	20 - 28
ANCHO DE CADERA	18 - 27
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	9 - 34
PROFUNDIDAD DE ASIENTO CON LONG LEG CONVERSION	31,5 - 56,5
ALTURA DEL ASIENTO AL REPOSAPIÉS CON RESPOSAPIÉS ESTÁNDAR	16,5 - 32,5
ALTURA DEL ASIENTO AL REPOSAPIÉS CON RESPOSAPIÉS FLIP-UP	11,5 - 36
ÁNGULO DEL REPOSAPIÉS	5º - 35º
ÁNGULO DE BASCULACIÓN BASES Y & BASES X	30º - 10º
ÁNGULO DE BASCULACIÓN BASE MADERA	20º
BASE X FOOTPRINT	62,5 x 62,5
BASE Y FOOTPRINT	66 x 70
BASE MADERA FOOTPRINT	50 x 61,5
ALTURA ASIENTO SUELO BASE X NEGRA	37,5 - 54,5
ALTURA ASIENTO SUELO BASE X BLANCA	42,5 - 62,5
ALTURA ASIENTO SUELO BASE Y	33,5 - 75,5
ALTURA ASIENTO SUELO BASE MADERA	50 / 36

Preu