

Atom
ATENCIÓ PRIMERENCA



***LA FOTO NO CORRESPON AL PRODUCTE**

- Valoració 1 = nou
- Laterals gris, tapissaria llima
- Cinturó 4 punts
- Base "Y" color negre
- Reposapeus plataforma plegable
- Reposacaps multiajustable 2 link
- Botins
- Sandàlies turmellera talla 1
- Extensió seient
- Guies per a posicionament de cames grises
- Suports toràcics flexibles estàndard, talla 1, amb funda
- Armilla
- Protector per a espatlles, talla 0, color tapissaria
- Reposagraços
- Taula

El disseny modern i centrat en el nen, combinat amb una àmplia gamma d'opcions de suport, fan que la **cadira interior Atom ofereixi un posicionament òptim**, ideal per desenvolupar una postura i funció correctes en sedestació. És indicada per a usuaris de **6 mesos a 5 anys**.

La tapissaria es neteja molt fàcilment amb un drap i té agents antimicrobians, cosa que brinda tranquil·litat addicional quan aquesta cadira terapèutica és utilitzada per diversos usuaris. Està **disponible a diferents bases**, en funció de les necessitats de l'usuari.

Tenint en compte que els nens creixen i es desenvolupen al ritme més ràpid durant els seus anys d'infantesa, **totes les estructures de suport no requereixen eines i s'ajusten, afegeixen o treuen fàcilment**. Això garanteix que cada nen rebi el suport correcte en un moment donat i pugui adaptar-se als canvis en les necessitats posturals.

Caract. i Especi.

- Suports d'espatlles ajustables en amplada i alçada
- Suports toràcics flexibles que proporcionen un gran confort
- Seient d'escuma amb memòria per a proporcionar una correcta alineació pèlvica
- Reposapeus ajustable en angle
- Profunditat de seient ajustable
- Ajust ràpid i senzill de l'angle de reposapeus
- Respatller reclinable
- Tres opcions de bases diferents
- Unitat de seient encoixinada

Mesures

Mesures en cm i pes en kg.

| | |
|-------------------------|------------------|
| EDAT DEL NEN APROXIMADA | 6 mesos - 5 anys |
| CÀRREGA MÀXIMA | 25 |
| RECLINACIÓ | 15º / -15º |
| ALTURA RESPATLLER | 27 - 38 |

| | |
|---|-------------|
| AMPLE DE PIT | 20 - 28 |
| AMPLE DE MALUC | 18 - 27 |
| PROFUNDITAT DE SEIENT | 9 - 34 |
| PROFUNDITAT DE SEIENT AMB LONG LEG CONVERSION | 31,5 - 56,5 |
| ALÇADA DEL SEIENT A REPOSAPEUS AMB REPOSAPEUS ESTÀNDARD | 16,5 - 32,5 |
| ALÇADA DEL SEIENT A REPOSAPEUS AMB REPOSAPEUS FLIP-UP | 11,5 - 36 |
| ANGLE DEL REPOSAPEUS | 5º - 35º |
| ANGLE DE BASCULACIÓ BASES Y & BASES X | 30º - 10º |
| ANGLE DE BASCULACIÓ BASE FUSTA | 20º |
| BASE X FOOTPRINT | 62,5 X 62,5 |
| BASE Y FOOTPRINT | 66 x 70 |
| BASE FUSTA FOOTPRINT | 50 x 61,5 |
| ALTURA SEIENT TERRA BASE X NEGRA | 37,5 - 54,5 |
| ALTURA SEIENT TERRA BASE X BLANCA | 42,5 - 62,5 |
| ALÇADA SEIENT TERRA BASE Y | 33,5 - 75,5 |
| ALÇADA SEIENT TERRA BASE FUSTA | 50 / 36 |

Preu