


## Kit de cuñas para cojín Geo-Matrix™ Split



Este kit está **formado por cuñas extraíbles que se pueden insertar bajo uno o ambos lados del reposapiernas del cojín para adaptar el ángulo de cadera deseado a cada usuario.**

Las cuñas se pueden añadir o quitar según sea necesario para una personalización inmediata. Esto también permite realizar modificaciones fácilmente en el cojín si las necesidades del usuario cambian.

Cada cuña está hecha de espuma resistente de celda cerrada y se fija a la funda interior del cojín.